

Örontratt för engångsbruk

NYHET!

HpmTM

For better care!



Örontratt för engångsbruk



Hpm™ örontratt för engångsbruk är hygienisk och säker.

- Finns i två olika storlekar: \varnothing 2.5 mm och \varnothing 4 mm.
- Örontrattar för engångsbruk är hygieniska risken för kors-kontaminering är mindre.
- Säker passning.
- Inga skarpa kanter.
- Finns i svart färg.
- Tillverkad i återvinningsbar polypropylen, innehåller inte BPA, ftalater, latex eller PVC.
- Hpm™ örontrattar är CE-märkta och klassificerad som klass 1.
- För engångsbruk.

REF nr	Storlek	Färg	Förpackning	EAN
31110	ø 2,5	svart	250 st/box	7340077904058
31120	ø 4	svart	250 st/box	7340077904072

Hpm™ örontratt passar de flesta otoskop på marknaden.

Otoskop

Heine Alpha+	KaWe Combilight F.O
Heine K180	KaWe Eurolight F.O
Heine BETA 400, 800	Riester Ri-mini
Heine MINI 2000 + FO	Riester Ri Scope L1
Heine MINI 3000+FO+ 3000	Riester Ri Scope L2
Heine BETA 200	Riester E-scope
KaWe Piccolight C	



Hpm[™]
For better care!

Hpm erbjudande

Hammarplast Medical skall själva eller i nära samarbete med kunden utveckla och tillverka medicintekniska produkter för sjukvården.

Vår framgång bygger på ständig kompetensutveckling inom produktionsteknik, kvalitet och personal allt för att ge kunden ett mervärde.



Version: Ear speculum_ SE 2019:1 2019-08-26

HpmTM

Hammarplast Medical AB

Huvudkontor:

Box 2069, SE-351 02 Lidköping,
Sverige
Besöksadress: Kartåsgatan 8
SE-531 02 Lidköping, Sverige

Enheter:

Hammarplast Medical AB, Bredaryd,
Västra Vägen 10
SE-330 10 Bredaryd, Sweden

Hammarplast Medical AS, Tallinn
Sõstramäe 8,
EE-114 15 Tallinn, Estonia

Tel. +46 (0)510 618 80

E-mail. info@hpm.se

Website www.hpm.se