

Qufora® Urinpåsar | Tömbar

Sängpåsar

Hygienisk. Enkel att använda.

Qufora® Tömbara Urinpåsar kan fästas antingen till en urinkateter eller en urindroppssamlare. Är utformade för att ge extra dräneringskapacitet under natten eller för personer som är permanent sängliggande.

PRODUKTEGENSKAPER

- ▶ Qufora® sängpåsar har en **universalkoppling**. Detta gör det exempelvis enkelt att koppla en urinkateter eller urindroppssamlare till påsen. **Skyddslocket** förhindrar kontaminering innan du ansluter slangen till katetern eller urindroppssamlare. Dessutom förhindrar locket urin från att rinna från inloppsröret under bytet av påsen.
- ▶ Den stabila och **flexibla kopplingsslangen** ger ett säkert dränage och urinpåsen kan placeras under blåsans nivå.
- ▶ **Backventilen** förhindrar att urin från slangen rinner tillbaka, på så sätt förebyggs risken för infektion.
- ▶ **T-ventilen** har fritt flödesutlopp och är enkel och säker att hantera med en hand.
- ▶ Framsidan har en **skala** för snabb uppskattning av urinvolymen.
- ▶ Qufora® sängpåsar har **hål** för Qufora® urinpåshängare.
- ▶ Användning: Upp till 7 dagar.
- ▶ Påse med transparent framsida och vit baksida.



QUFORA® URINPÅSAR, SÄNGPÅSAR - TÖMBAR - OSTERIL

REF	Volym - ml	Slang - cm	Styckförpackad	Antal AVDFP	Antal TRPPF
13753101	1500	90	Ja	25	100
13850301	2000	130	Ja	10	100
13853101	2000	90	Ja	25	100
13853401	2000	110	Ja	25	100
13853402 ¹	2000	110	Ja	25	100
13853403 ²	2000	110	Ja	-	100

¹ Extra vid slang; ² Provpport; Extra vid slang

Importör

Qufora A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92
info@qufora.com
www.qufora.com

Distributör

ONEMED

OneMed Sverige AB
Västra Varvgatan 19

211 77 Malmö
E-post: kundservice@onemed.com

Qufora[®] Urinpåsar | Tömbar

Sängpåsar

Produktbeskrivning

MATERIAL

Påse	PVC (mjukgörare: DOTP/DEHT)
Slang	PVC (mjukgörare: DOTP/DEHT)
Konnektor	PVC
Konnektorlock	PE
Backventil	PVC
T-ventil:	PP/PE

Qufora[®] Urinpåsar är engångsprodukter. **Allt material är 100% latex- och DEHP-fri.**

FÖRPACKNING

Styckförpackning påse	LDPE
Avdelningsförpackning låda	Kartong
Avdelningsförpackning påse	LDPE
Transportförpackning låda	Korrugerad kartong
Bruksanvisning	En (1) per avdelningsförpackning
Hållbarhet	Fem (5) år

Förvaring

Förvaras torrt vid temperaturer mellan 0°C och 35°C; skyddad från direkt solljus; luftfuktighetsnivå max 80% , får ej utsättas för hårt tryck.

PRODUKTKLASSIFICERING

Medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR 2017/745 Klass I

TILLÄMPLIGA STANDARDER

ISO 13485	Quality Management System
ISO 8669-2	Urine collection bags - Part 2: Requirements and test methods
GMDN	58918

Importör

Qufora A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92
info@qufora.com
www.qufora.com

Distributör

ONEMED

OneMed Sverige AB
Västra Varvsgatan 19

211 77 Malmö
E-post: kundservice@onemed.com