

## R&D Systems HC WBC Diff Control

R&D Systems HC WBC Diff Control är en kontrollösning för verifiering av resultat erhållna från analysinstrument HemoCue WBC DIFF som mäter antalet vita blodkroppar och 5-parts differentialräkning i helblod.

R&D Systems HC WBC Diff Control finns tillgänglig i tre olika nivåer.

**Innehåll:** Humana erythrocyter och leukocyter i plasmaliknande vätska med konserveringsmedel

**Hållbarhet:** Förvarad i kylskåp, 2 - 8 °C är oöppnad flaska hållbar till utgångsdatum  
Öppnad flaska är hållbar i 30 dagar vid kylförvaring.

**Förpackning:** Droppflaska 3 x 2.0 mL

**Nivåer:** Kontroll L ~ 3.0 10<sup>9</sup>/L  
Kontroll N ~ 8.0 10<sup>9</sup>/L  
Kontroll H ~ 20.0 10<sup>9</sup>/L

**Artikel nr:** 139147

För ytterligare information om kontroller, se bipackssedel alt [www.rndheme.com](http://www.rndheme.com)

