

# Comfeel® Plus Transparent

Säkert skydd. Snabbare läkning\*

- Säkert skydd
- Visuell kontroll
- Användarvänlig design

\* Jämfört med traditionell sårläggning

**Comfeel® Plus Transparent**

# Comfeel® Plus Transparent

Tunn, flexibel och transparent hydrokolloid med CMC

## Fördelar

### Säkert skydd




- Hydrokolloid med CMC<sup>1</sup> för fuktig sårhäkning
- Vatten- och bakterietät för att skydda såret
- Semi-permeabel toppfilm som låter fukt avdunsta
- Smidig toppfilm som minskar friktion
- Avfasade kanter för att säkerställa god fixering och undvika rullande kanter

### Visuell kontroll



- Rutnät för att enkelt hålla koll på sårets utveckling och se när förbandet behöver bytas
- Transparent som gör det enkelt att se såret utan att lyfta på förbandet
- Färre förbandsbyten gör att såret får läka ostört, och kan därigenom läka fortare

### Användarvänlig design



- Aseptisk applicering med 3-delat non-touch system
- Beröringspunkter markeras med turkos färg för att du snabbt ska hitta dem.
- Förpackningsdesign som underlättar valet av produkt

## Användning

Comfeel Plus Transparent kan användas till

- Behandling av sår utan exsudat eller med liten exsudatmängd, i slutet av sårhäkningen
- Skydd för akuta sår
- Skydd för utsatt hud

Comfeel Plus Transparent är indikerat för


- Svårhäkta sår som ex. bensår och trycksår
- Akuta sår som ex. ytliga brännskador, tagställen, traumasår, postoperativa sår och skrubbsår.

## Produktsammansättning

Toppfilm av polyuretan

Tunn hydrokolloid häfta

3-delad non-touch applicering



Comfeel Plus kan sitta kvar över såret i upp till 7 dagar beroende på sårets specifika egenskaper.

Innehåller inte pektin, kända allergener såsom latex eller kolofonium eller animaliska derivat som gelatin.

## Comfeel® Plus Transparent sortiment

Tillgänglig i flera storlekar för att passa ett brett spektrum av sår

Art. nr	Storlek(cm)	Antal i fp
335300	5 x 7	10
335480	5 x 25	5

Art. nr	Storlek (cm)	Antal i fp
335330	10 x 10	10
335420	15 x 20	5

1. Carboxymethylcellulosa

Coloplasts sårhäkningsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av:

# ONEMED

**OneMed Sverige AB**

Dockplatsen 12

211 19 MALMÖ

Tel. 0770-111 115

E-post: kundservice@onemed.com

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast A/S, Høtveddam 1, 3050 Humlebaek, Danmark

[www.coloplast.com](http://www.coloplast.com) Coloplast logo är ett registrerat varumärke hos Coloplast A/S. © 2016-11. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

 **Coloplast**