

Purilon®

-snabbare sårhäkning med effektiv och skonsam upprensning

Purilon Gel är en mjuk hydrogel utan tillsatser.

- Unik kombination av återfuktande och absorberande egenskaper¹
- Smidig och enkel hantering
- Minimerar risken för läckage och maceration



Användningsområde

Purilon gel används för upprensning av sår med gula och svarta nekroser, ex. bensår, trycksår, icke-infekterade diabetesfotsår och 1:a och 2:a gradens brännskador. Gelen kan också användas på torra sår för att skapa en fuktig sårhelingsmiljö. Ett sekundärt förband måste användas över gelen.



Purilon gel används till sår som behöver skonsam upprensning av nekrotisk vävnad och banar vägen för snabbare sårhäkning.

Unik kombination av återfuktande och absorberande egenskaper

Den unika kombinationen av återfuktande och absorberande egenskaper främjar den naturliga, autolytiska upprensningen och upprätthåller en fuktig sårmiljö.

Enkel att applicera och ta bort

Den bälgformade applicatorn gör att appliceringen av gelen enkelt kan göras med en hand. Gelen avlägsnas enkelt, efter absorption av död vävnad och sårvätska, på grund av sin höga viskositet.

Minimerar risken för läckage och maceration

Den tjocka konsistensen gör att gelen inte flyter ut utan stannar i såret även när den har absorberat nekrotisk vävnad och sårvätska, på så sätt förhindras läckage och maceration av kringliggande vävnad.

Funktion

Purilon gel löser upp nekrotisk vävnad och absorberar sårvätska, fibrin och död vävnad från såret.

Material

Purilon gel består av vatten, hydrokolloid (CMC) och kalciumalginat.



Purilon Gel

Varunr.	Storlek i gram	Antal /fp
39060	8	10
39000	15	10
39003	25	10

ONEMED

1. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004
2. Gottrup et al. EWMA 2002

Coloplast sårhelingsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av:

OneMed Sverige AB
Dockplatsen 12
SE-211 19 MALMÖ
www.onemed.se