

CerviLube™ glidgel

Fri från Karbomer, Paraben, Klorhexidin och petroleum. PVC- och Latexfri.

Sion Medical Ltd är det enda företag som tillverkar ett glidgel som testats och certifierats av Hologic för användning med ThinPrep® Pap Test. Inget annat glidgel uppfyller dessa krav. Individuell förpackning, en dospåse per patient, för att garantera infektionskontroll.

Indikationer: Avsedd för medicinska ändamål genom att applicera på/vid kroppsöppningar och för att underlätta införande av diagnostiska eller terapeutiska produkter.

Varning: Undvik kontakt med ögon och öron. Om irritation eller obehag uppstår ska du sluta använda produkten och kontakta läkare. Förvaras utom räckhåll för barn.

CerviLube:

- Vattenlöslig, pH-balanserad
- Ej klibbig, ej fet, transparent
- Skadar inte gummi eller metall
- Säker att använda på mänsklig vävnad
- Fäster vid handskar/instrument



REF	Produktspecifikation	Innerförpackning	Ytterförpackning
53J806-5011-000	CerviLube, steril dospåse 5 g	144	Låda med 6/CE

Här är bara några av de sätt som CerviLube kan användas:

Procedur	Användning
PAP-test	Spekulum
Anestesi	Intubering
Kateterisering	Katetrar
Endoskopi	Endoskop
Sigmoidoskopi	Endoskop
Cystoskopi	Cystoskop
Lavemang	Lavemang
Ultraljud	Ultraljudsprob
Gastroenterologi	Nasogastrisk sond

Validerad av Hologic för användning med ThinPrep® Pap-testet när det används som anvisat, se www.hologic.com/thinprep för mer information.