



Cystofix®
SUPRAPUBISK KATETERISERING



Cystofix®

System färdigt att använda:



System färdigt att använda:

Katatern sätter redan på plats inne i kanylen

- Sparar tid
- Det skyddande röret kan vara på plats fram till användning
- Förhöjer säkerheten och minskar risken för stickskador

Suprapubisk kateterisering deltar i preventionen av vårdrelaterad UVI

"There is a lower rate of infection in those with a suprapubic rather than urethral catheters despite the former being used for two weeks or longer"

EAUN guideline 2012. Evidence-based Guidelines for Best Practice in urological health care. Catheterisation. Indwelling catheters in adults. Urethral and suprapubic. Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Farrell J, Gea-Sánchez M, Pearce I, Schwennesen I, Vahr S, Vandewinkel C.

System färdigt att använda:



1

Katatern sätter redan i kanylen.
Behåll det skyddande röret på
kanylen.



2

Dra katatern tills toppen är
precis under kanylens
avfasning.



3

Ta bort det skyddande röret
för att börja punkteringen.

Standard i suprapubisk kateterisering

NY

Ny silikonkateter med integrerad ballong




Lågprofilballonger:

- Designad för enkelt uttag och reducerar cuffing-effekt.¹
- Designad för enkel införsel vid återplacering av katetern (ingen krage).

Silikonmaterial

- Kan återplaceras upprepande och lämpligt för långtidsbärande²



Kort spets för patientkomfort³

(1) Br. J. of Community Nurs, 2005 Oct; 10 (10) : 461-464, Suprapubic Catheterization: Challenges in changing catheters. Robinson J.

(2) 5th International Consultation on Incontinence, Paris 2012. Committee 20: 1519-1642, Management using continence products

(3) B. Braun technical files

Utökat sortiment av katetrar med integrerad ballong

Från CH10 till CH20 för punktion och utbyten



Nya smidiga förpackningar

Förpackningar med 10 styck samt 5 styck för enklare lagerhantering på sjukhus.

Förpackningar om 1 styck för utbyten i öppenvården.

Utökat sortiment av dilatationsset: upp till CH16

Med färgkodning



Punktionsset med ballong för all användning inom suprapubisk katetrering. Cystofix® färdig att använda.

Kateterdesign	Kateter-material	Kanyl-längd	Kanyl-diameter	Kateter-storlek	Kateter-längd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Ballong rak spets integrerad ballong Färdig att använda	Silikon	12cm	5,4mm	<input type="checkbox"/> CH12	44cm	10	4450200	
		12cm	5,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH14	44cm	10	4450220	
Ballong och J-spets klassisk ballong Färdig att använda	Silikon	12cm	5,4mm	<input type="checkbox"/> CH12	53cm	10	4450210	
		12cm	5,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH14	53cm	10	4450230	

Punktionsset med pigtail för korttidsbruk

Kateterdesign	Kateter-material	Kanyl-längd	Kanyl-diameter	Kateter-storlek	Kateter-längd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Komplett set med 2L urinpåse Färdig att använda	Polyuretan	8cm	3,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH10	65cm	10	4450150	
		12cm	3,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH10	65cm	10	4450160	
		12cm	5,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH15	65cm	10	4450170	
Eco set (ingen påse) Färdig att använda	Polyuretan	8cm	3,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH10	65cm	10	4450100	
		12cm	3,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH10	65cm	10	4450120	
		12cm	5,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH15	65cm	10	4450130	
TUR set	Polyuretan	12cm	5,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH15	65cm	10	4441354	
Pediatriskt komplett set med 2L påse. Färdig att använda	Polyuretan	5cm	3,4mm	<input checked="" type="checkbox"/> CH10	50cm	10	4450180	
Minipaed punktion	Polyuretan	5cm	2,2mm	<input type="checkbox"/> CH05	50cm	10	4441036	

Utbytesset kateter med integrerad ballong

Setdesign	Kateter-design	Kateter-material	Kateter-storlek	Kateter-längd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Dilatation och utbytes. Med ledare och dilatator.	Ballong rak spets	Silikon	<input type="checkbox"/> CH12	44cm	5	4450512	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH14			4450514	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH16			4450516	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH10			4450010	
Utbytes med ledare	Ballong rak spets	Silikon	<input type="checkbox"/> CH12	44cm	5	4450012	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH14			4450014	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH16			4450016	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH12			4450712	
Utbytes utan ledare	Ballong rak spets	Silikon	<input type="checkbox"/> CH14	44cm	5	4450714	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH16			4450716	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH18			4450718	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH20			4450720	
Utbytes singelförpackning	Ballong rak spets	Silikon	<input type="checkbox"/> CH12	44cm	1	4450812	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH14			4450814	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH16			4450816	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH18			4450818	
			<input checked="" type="checkbox"/> CH20			4450820	

Manufactured and distributed by:

B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.com

B. Braun Medical | SAS with a share capital of 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

ZG00746 - 04/2016

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun. Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun. Non binding documents and photographs. For healthcare professional use only.