

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

OPERATIONSHANDSKAR

Hudvänlig operationsunderhandske av polyisopren med hög taktil känslighet

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- En tunn, latexfri underhandske som ger optimal komfort vid användning av dubbla handskar.
- Grön färg för enkel identifiering av handskbrott.
- Mjukare och "stretchigare" PI-handske med överlägsen komfort jämfört med Anells latexhandskar.
- Fri från kemiska accelerators som är kända för att orsaka kemisk typ IV-allergi och överkänslighet för optimerad allergiprofil.
- Slät med mikrotexturerad finish för adekvat grepp som gör att handsken även kan användas som enda handske.

PI-produkter med PI-KARE-tekniken är eventuellt inte tillgängliga i ditt land än. Kontakta din Ansell-representant.

Rekommenderas för

- Alla operationer, särskilt högriskgrepp inom ortopedi, traumakirurgi och hjärt-kärlkirurgi
- Enkel identifiering av handskbrott.
- Skydd mot kemiska accelerators som tiuramer, karbamater och merkaptoföreningar som är kända för att orsaka kemisk typ IV-allergi
- Handsken har godkänts i MEA-test (Mouse Embryo Assay) och kan användas i IVF-förfaranden (in vitrofertilisering)

TEKNIKER SOM ANVÄNDS



GAMMEX® Innovation som skyddar

Drivet av innovation är GAMMEX®-kirurgiska handskar konstruerade för att möta de utvecklande användarnas behov i det kirurgiska samfundet. Med unika formuleringar och avancerad teknik, ergonomisk komfort och överlägset skydd, överläter vårdpersonal sina händer till våra.

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

OPERATIONSHANDSKAR

PRODUKTINFORMATION

Material	PI (polyisopren)
Puderinnehåll	Pudarfri
Allergiförebyggande	Latex (typ I)
Frihet från hål (inspektionsnivå I)	• Kontroll under produktionsprocess före packning: 0,65 (inspektionsnivå GI) • Slutversion för tillverkning: 0,65 (inspektionsnivå GI)
Produktstandarder	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Förpackning	50 par per ask, 4 askar per kartong/låda, 200 par per kartong/låda
Hållbarhet	3 år
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Kemiska vulkaniseringsacceleratore r	Xantater, Zinkdialkylditiokarbamat

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Ansells produktkod	340058055	340058060	340058065	340058070	340058075	340058080	340058085

Kontakta din Ansell-representant för beställning eller för att få mer information.

Nordamerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. Kanada: 1-844-494-7854
E-post: insidesalesus@ansell.com

Central- och Sydamerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-post: cslac@ansell.com
Brasilien
Tel: +55-11-3356-3100
E-post: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellanöstern och Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-post: info@ansell.eu

Asien och Stillahavsområdet
Tel: +603 8310 6688
E-post: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel: +91 22 38124500
E-post: info.india@ansell.com
Australien och Nya Zeeland
Tel: +61 3 9270 7270
E-post: protection@ap.ansell.com
Kina
Tel: +86(21)2407 2286/88/62
E-post: infochina@ansell.com