

# Tappningskateter för män

Enkel och säker vart man än befinner sig

- Klar-att-använda kateter för enkel, snabb och säker kateterisering<sup>2,3,4</sup>
- Finns med olika typer av tipp för att passa olika användare
- Ligger i vätska och kan användas direkt
- Finns i storlekar som passar män och pojkar
- Klar vätska, utan risk för fläckar
- En bred portfölj för att passa olika preferenser och livsstilar

**SpeediCath®**

PVC-  
& ftalatfri



# SpeediCath®

## Tappningskateter

SpeediCath tappningskateter är förpackad i vätska och är därför klar att använda direkt. Katetern har ett unikt hydrofilt ytskikt och en jämn övergång till polerade kateterögon. Det ger perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering som inte skadar urinröret. Med SpeediCath är det enkelt för användare och vårdpersonal att både lära sig och utföra ren intermitterande kateterisering. Därför minskar också risken för felaktig kateterisering. SpeediCath är PVC- och ftalatfri.

### SpeediCath Standard

Den första hydrofila katetern som var förpackad i vätska och kunde användas direkt. Förpackningen är enkel att öppna för personer med nedsatt handfunktion, vilken även kan öppnas i båda ändar och användas som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret. Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen. SpeediCath Standard finns med Nelaton- och Tiemann-tipp (förenklar införande vid förträngningar och strikturer). Vid behov kan den förvaras ihoprullad i upp till 3 timmar.



### SpeediCath Flex

Med det mjuka handtaget är det lätt att centrera den flexibla katetertippen i urinrörsmynningen. I kombination med den smidiga katetern blir navigeringen genom urinrörets böjda form varsam och säker. Katetern omsluts av ett skyddshölje som gör den greppvänlig och enkel att föra in kontrollerat och stegvis. Handtag och skyddshölje möjliggör en hygienisk kateterisering. Efter användning kan katetern återförslutas genom att föra ihop handtag och konnektor. Förpackningen är lätt att öppna och har ett ickemedicinskt utseende. Använda katetrar kan läggas tillbaka i sin förslutningsbara förpackning och slängas diskret eller tas med för senare kassering.



### SpeediCath Compact

Med sin unika design är SpeediCath Compact diskret, säker och enkel att hantera, vilket ger högre livskvalité vid intermitterande kateterisering<sup>1</sup>. Teleskopfunktionen gör den enkel och diskret att förvara och ta med. Det integrerade handtaget ger en hygienisk kateterisering.

### SpeediCath Compact Set

Den enda helhetslösningen med kompakt kateter och integrerad steril påse. Det ger mindre att förvara, ta med och förbereda. SpeediCath Compact Set är enkel att använda för personer som inte kan kateterisera direkt i toaletten. Användaren upplever högre livskvalité vid intermitterande kateterisering<sup>1</sup>. Urinpåsen rymmer 750 ml.



SpeediCath	Ch	Förp	Längd	Coloplast
Flex	storlek	styck	cm	art nr
Olivtipp	● 10	30	44	289109
för män	○ 12	30	44	289129
Fickformat	● 14	30	44	289149
Olivtipp	● 10	30	44	289209
för män	○ 12	30	44	289229
Standardformat	● 14	30	44	289249
	● 16	30	44	289169
SpeediCath	Ch	Förp	Längd	Coloplast
Compact Male	storlek	styck	cm	art nr
Nelaton för män	○ 12/18**	30	33	286929
SpeediCath	Ch	Förp	Längd	Coloplast
Compact Set	storlek	styck	cm	art nr
Nelaton för män	○ 12/18**	20	30*	284229

\* Kateterlängd exkl handtagsdel.

\*\* En flexibel del i Ch12 och en stadigare del i Ch18.

1. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. 2. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005; 48:991-995. 3. Cardenas DD et al. PM&R Vol. 3 408-417, May 2011. 4. Stensballe J et al. Eur Urol 2005;48:978-983.

SpeediCath	Ch	Förp	Längd	Coloplast
Standard	storlek	styck	cm	art nr
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	286089
	● 10	30	30	286109
	○ 12	30	30	286129
Nelaton för män	● 08	30	40	284089
	● 10	30	40	284109
	○ 12	30	40	284129
	● 14	30	40	284149
	● 16	30	40	284169
	● 18	30	40	284189
Tiemann för män	● 10	30	40	284909
	○ 12	30	40	284929
	● 14	30	40	284949
	● 16	30	40	284969

Miljöfakta: Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi rekommenderar att produkten går till sophöjning med energiotvinnning.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care