

# GAMMEX® Latex Glove-in-Glove™ System

OPERATIONSHANDSKAR

## Ett system med två förmonterade latexhandskar i samma förpackning för att enkelt ta på dubbla handskar i ett enda moment

### VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Förmonterade ytter- och innerhandskar sparar halva påtagningstiden.
- 50 % mindre innerförpackningsmaterial bidrar till att minska belastningen på miljön.
- Innerhandsken sitter rätt i ytterhandsken ända ut i fingertopparna för att minimera behovet av justering vid påtagningen
- Ytterhandsken går lätt att ta av för enkla byten under pågående operation.
- Ytterhandske och innerhandske har samma storlek för bästa komfort för användaren.

*OBSERVERA: Det har inte fastställts att dessa handskar är säkra att använda av personer med latexsensibilisering. Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner.*

### Rekommenderas för

- Alla operationer, särskilt högriskingrepp inom ortopedi, traumakirurgi och hjärt-kärlkirurgi
- Enkel identifiering av handskbrott.

### TEKNIKER SOM ANVÄNDS



## GAMMEX® Innovation som skyddar

Drivet av innovation är GAMMEX®-kirurgiska handskar konstruerade för att möta de utvecklande användarnas behov i det kirurgiska samfundet. Med unika formuleringar och avancerad teknik, ergonomisk komfort och överlägset skydd, överläter vårdpersonal sina händer till våra.

# GAMMEX® Latex Glove-in-Glove™ System

OPERATIONSHANDSKAR

## PRODUKTINFORMATION

Material	Naturgummilatex
Puderinnehåll	Pudarfri
Färg	Natur, Grön
Tjocklek	Standard
Kragmodell	Rullad kant med SureFit Technology
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar och innerhand
Yta på handskens insida	Belagd med HydraSoft Technology
Allergiförebyggande	Inga
Greppnivå	Hög
Testad för användning med cytostatika	Ja, i enlighet med ASTM D6978 (inte angiven i US FDA 510k).
Frihet från hål (inspektionsnivå I)	Slutversion för tillverkning: 0,65 (inspektionsnivå GI)
Produktstandarder	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282
Förpackning	2 par per påse, 50 par per ask (25 påsar), 4 askar per kartong/låda, 200 par per kartong/låda (100 påsar)
Hållbarhet	3 år
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Kemiska vulkaniseringsacceleratore r	Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC), Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC)

## BESTÄLLNINGSPERIOD

Storlek	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell's produktkod	330083055	330083060	330083065	330083070	330083075	330083080	330083085	330083090

Kontakta din Ansell-representant för beställning eller för att få mer information.

**Nordamerika**  
Tel. USA: 800 952 9916  
Tel. Kanada: 1-844-494-7854  
E-post: insidesalesus@ansell.com

**Central- och Sydamerika**  
Tel: +52(442) 296 20 50  
E-post: cslac@ansell.com  
**Brasilien**  
Tel: +55-11-3356-3100  
E-post: luvass.medicass@ansell.com

**Europa, Mellanöstern och Afrika**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
E-post: info@ansell.eu

**Asien och Stillahavsområdet**  
Tel: +603 8310 6688  
E-post: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tel: +91 22 38124500  
E-post: info.india@ansell.com  
**Australien och Nya Zeeland**  
Tel: +61 3 9270 7270  
E-post: protection@ap.ansell.com  
**Kina**  
Tel: +86(21)2407 2286/88/62  
E-post: infochina@ansell.com