

## evercare<sup>®</sup> Häftande plåster plast

REF: CME352221, CME352238

evercare<sup>®</sup> Häftande plåster PE är ett transparent förband som är avsett att skydda mindre sår från orenheter i den yttre omgivningen. Den absorberande delen på plåstret absorberar sårvätska från det täckta såret. Plåstret är mjukt och skönt mot huden. Plåstret används vanligtvis för att skydda huden efter en injektion.

### Egenskaper

- ▶ Mjukt, transparent plåster som andas
- ▶ Lösningssmedelsfritt lim
- ▶ Absorberande dyna som inte klibbar
- ▶ Två olika former: randig och rundad
- ▶ Individuell påse för varje plåster



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
CME352221	Självhäftande plåster, plast, transparent, randigt. Tillverkarens artikelnr CME352221, Transparent	1,2x4 cm	200 / 10200
CME352238	Självhäftande plåster, plast, transparent, runt; Tillverkarens artikelnr CME352238, Transparent	3,8x3,8 cm	200 / 10000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN 14079, ASTM D3330

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvudmaterial	PE-EVA, antistatiskt, transparent
Häftämne	Smältlim i akryl, UV-tvårbunden
Absorberande dyna	Viskos/PP/PE, skiktad med nonstick LDPE
Avrivningspapper	Silikonpapper, ensidigt

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserförpackning</b>	Wellpapp, TCF eller ECF kvalitet	93 x 165 x 35
<b>Transportförpackning</b>	Wellpapp, TCF eller ECF kvalitet	580 x 185 x 300
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent, PVC-fri	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>CME352221</b>	N/A	06438129352221	06438129552225
<b>CME352238</b>	N/A	06438129352238	06438129552232

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.