

Coban 2 Lite

2-lagers kompressionssystem

Coban™ 2 Lite 2-lagers kompressionssystem är speciellt framtaget för att ge reducerad terapeutisk kompression. Samtidigt är Coban 2 Lite behaglig för patienter som har en nedsatt tolerans för kompressionsbehandling och för patienter med:

- Venösa bensår med blandningsetiologi
- Ankel/armindex (ABPI) lika med eller högre än 0,5
- Nedsatt mobilitet
- Nyordinerad kompressionsbehandling eller där toleransen inte är känd

Coban 2 Lite ger optimalt dynamiskt arbetstryck, liksom 3M:s Coban 2 2-lagers kompressionssystem, men viltrycket är reducerat med 25%. Coban 2 Lite består av två latexfria lindor. Lindorna fäster i varandra vilket minskar risken för att de skall glida ned samt bildar ett tunt, lätt och effektivt kompressionsbandage som kan bäras upp till 7 dagar.

Lätt att applicera

- Minskad tid går åt till applicering, då det endast är 2 lager att applicera
- En förenklad appliceringsteknik där kompressionslagret lindas med full sträckning innebär inga mått att hålla reda på
- De två kohesiva lindorna fäster i varandra och ingen extra fixering behövs för att hålla lindorna på plats

Tunn och bekväm kompression

- När lindorna applicerats blir kompressionsbandaget mycket tunnare än traditionella 4-lagers system
- Kompressionen blir smidig och lätt
- Tillåter patienterna att ha sina vanliga skor
- Låter patienten bibehålla sin rörlighet och delta i sociala aktiviteter



3M Svenska AB
Medical Solutions Division
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se/msd

1 2



Steg 1: Inre lager - Komfortlager

- Laminat av polyuretan och Coban
- Appliceras med skumsidan mot huden
- Absorberande, mjukt och bekvämt
- Håller lindan på plats mot huden
- Ersätter polster

Steg 2: Yttre lager - Kompressionslager

- Modifierad Coban
- Ger en effektiv bibehållen kompression i 7 dagar
- Fäster mot det inre lagret och bildar en tunn och lätt profil

3M art nr	Produkt	Antal/fp	Antal fp/ leverans fp
2794E	Coban 2 Lite 2-lagers kompressionssystem	1 kit	8 kit

Indikation

Är lämplig att användas på patienter med nedsatt tolerans för kompression. Coban 2 Lite 2-lagerskompressionssystem är lämplig att använda på patienter med ett ABPI>0,5.

3M är ett registrerat varumärke hos 3M Company. Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige. ©3M 2016. Alla rättigheter förbehålles. PL53 0112-2 SE 151215.