



Stark vidhäftning



3M™ Multipore™ Dry kirurgisk tejp

God vidhäftning även i fuktiga förhållanden.

- Idealisk för våt eller svettig hud
- Säker vidhäftning på både fuktig och torr hud
- Borttagbart rutnät för enkel storleksanpassning
- Formar sig efter kroppens konturer och kurvor

3M™ Multipore™ Dry kirurgisk tejp

Användningsområde:

Fastsättning av kritisk utrustning/slangar

- Central venkateter
- Ballongkateter
- Nasogastrisk sond
- Endotrachealtub
- Thoraxkateter
- Orogastrisk sond
- Kirurgisk dräneringsslang



Idealisk för intakt hud (för hud med skaderisk, använd en hudbarriär som t.ex. 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film)

Tejpmaterial: 2-skikts tyg



Andra kirurgiska tejper från 3M med stark vidhäftning:

- 3M™ Durapore™ kirurgisk tejp

Beställningsinformation

3M. Art.no	Storlek	Rullar/fp	Fp/Lev.fp
3730-0	1.25 cm x 5 m	12	4
3730-1	2.5 cm x 5 m	24	4
3730-2	5 cm x 5 m	12	4



För närmare information, besök [3m.se/kirurgiskatejper](https://www.3m.se/kirurgiskatejper) eller kontakta din 3M representant.



3M Svenska AB
Medical Solutions Division

Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3m.se/msd

3M, Multipore, Cavilon och Durapore
är registrerade varumärken som ägs av 3M.
Lämnas till återvinning.

© 3M 2020. Alla rättigheter förbehållna.