

3M

Tegaderm™

Wound Care Solutions



När du övervakar ett incisionsställe behöver du kunna se allt.

3M™ Tegaderm™ Absorbent transparent absorberande akrylatförband

Att bibehålla en optimal såråkningsmiljö och övervaka kirurgiska incisionsställen är viktiga delar för att minska postoperativa sårinfektioner vid operationsstället. Tegaderm Absorbent transparent absorberande akrylatförband ger såväl stora som små incisionsställen en vattentät,¹ transparent² barriär som möjliggör aktiv övervakning och tidigt ingripande utan att störa incisionsstället.³ Den utökade användningstiden⁴ ger dessutom patienter möjlighet att duscha och gå tillbaka till sina dagliga rutiner snabbare.¹



Finns i fem storlekar för
en komplett täckning
av incisionsställen på
upp till 28 cm.

3M™ Tegaderm™ Absorbent transparent absorberande akrylatförband

På 3M samarbetar vi med vårdgivare för att utveckla kirurgiska lösningar som har kraften att förändra patientutfallen genom vetenskap, till exempel genom postoperativt skydd och vård av kirurgiska incisionsställen. Välj från hela vårt sortiment av Tegaderm Absorbent transparent absorberande akrylatförband för en mängd olika användningsområden och ingrepp.



Förbättrad övervakning

Tegaderm Absorbent transparent absorberande akrylatförband är utformat med en klar film och absorberande akrylatkompress som består av en hydrofilisk polymer⁵ och ger vårdgivare och patienter möjlighet att övervaka incisionsstället för tidiga tecken på infektion.²



Utökad skydd






Användningstiden på minst 7 dagar⁴ ger patienter ett utökad skydd även efter den inledande sjukhusvistelsen och gör det möjligt att duscha tidigt¹ utan att behöva ta bort förbandet.



Optimal sårhelingsmiljö

Skyddar från yttre kontaminering, kroppsvätskor, bakterier, virus och vatteninträning¹ och är utformat för att absorbera måttliga mängder sårvätska² för att främja en optimal sårhelingsmiljö.⁶

Val av storlek på förbandet: välj rätt storlek på förbandet för ditt användningsområde.

	Artikelnummer	Storlek på förbandskompressen	Förbandets totala storlek	Incisionsstorlek
	90800 Ovalt	3,8 cm × 5,7 cm	7,6 cm × 9,5 cm	≤ 2,5 cm
	90801 Ovalt	6 cm × 7,6 cm	11,1 cm × 12,7 cm	≤ 4 cm
	90803 Ovalt	8,5 cm × 10,7 cm	14,2 cm × 15,8 cm	≤ 10 cm
	90815 Rektangulärt	4,5 cm × 20 cm	9 cm × 25 cm	≤ 18 cm
	90817 Rektangulärt, stort	4,5 cm × 30 cm	9 cm × 35 cm	≤ 28 cm

Appliceringstips: Förbandskompressen ska gå över kanterna på incisionsstället med 1 cm.

Kontakta din lokala 3M Health Care-säljare eller besök www.3M.se/msd om du vill ha mer information



3M Svenska AB
Medical Solutions Division
Herrjärva torg 4
170 67 Solna

1 3M-data på fil EM-05-014684
2 3M-data på fil EM-05-000138
3 3M-data på fil EM-05-000003
4 3M-data på fil EM-05-014692, EM-05-014725
5 3M-data på fil EM-05-137984
6 3M-data på fil EM-05-001314

3M och Tegaderm är varumärken som tillhör 3M Company.
© 3M 2020. Med ensamrätt. OMG50557.

3M