


Elektroder, handtag & rökutsug för elektrokirurgi





Solann AB är ett företag som jobbar för nöjdare patienter. Vårt fokus ligger på infusion, operation och gynekologi där vi tillsammans med innovativa leverantörer utvecklar Sveriges sjukvård.

Varje produkt vi tar in ska ha ett mervärde för vården. Visste du att röken från ett gram vävnad från operation motsvarar röken man får i sig från sex cigaretter? Med hjälp av pennor med rökutsug bidrar vi till en bättre arbetsmiljö för personal och patienter.

Vill du komma i kontakt med oss?

www.solann.se

08-583 560 60

info@solann.se




Cimpax produkter inom elektrokirurgi har blivit det självklara valet för många mottagningar. Med flera års erfarenhet av elektrokirurgi och rökutsug har de tagit fram ett komplett sortiment av engångsprodukter.

Produkterna designas av ingenjörer i Danmark med flera års erfarenhet av framtagning av nya produkter för sjukvården. Samtliga produkter är CE-märkta och följer standarden enligt kvalitetskontroller i ISO 13485:2012.



C-PEN

Elektrokirurgisk penna



Elektrokirurgisk penna i hög kvalitet för engångsbruk. Elektroden fäster enkelt med ett hexagonfäste vilket håller elektroden i rätt position. C-PEN kan användas med alla generatorer med 3-pins koppling.

Sammanfattning

- Komfortabel design och låg vikt
- Färgkodade knappar
- Hexagonfäste för elektroder
- 2.35 mm elektroder
- 3-pins koppling till generatorer
- Engångs

Fri från LATEX, BLY, PVC och DEHP

C-PEN finns med tre eller fem meter lång sladd. Elektroden går enkelt att byta ut.

Art.nr: C31-08-001

C-PEN Diatermihandtag, 3 meter sladd

25 st/fp

Art.nr: C31-08-501




C-PEN Diatermihandtag, 5 meter sladd

25 st/fp



C-VAC TORNADO™

Elektrokirurgisk penna med rökutsug




Den ultimata kombinationen av elektrokirurgi och rökutsug i ett och samma instrument.

Fri från LATEX, BLY, PVC och DEHP



Vilka är fördelarna med C-VAC TORNADO™?

C-VAC TORNADO™ har en unik triangulär design som kombinerat med ett silikonöverdrag gör pennan ergonomisk och säker att greppa även under längre operationer. De supermjuka microswitch knapparna ger ytterligare komfort och direktrespons vid beröring. Den är dessutom fri från LATEX, BLY, PVC och DEHP.




Två varianter av förlängare möjliggör längd. Går att fästa flera över varandra.

Sammanfattning

- Unik triangulär design
- Supermjuka knappar för extra komfort
- Maximalt grepp med silikonhandtag
- Transparent tip för klar sikt på elektroden
- Fri från LATEX, BLY, PVC, DEHP
- Flexibel slang med integrerad ESU-sladd
- Klar att använda, ingen ihopbyggnad före användning



Adapter 15 eller 22 mm med inbyggt filter.



3-pin standard uttag för HF - generatorer

C-VAC TORNADO™ har en fyra meter lång sladd med ett 3-pin standarduttag. Slangen är tre meter lång och går att kombinera med 22, 15 och 9 mm adapters. Engångs.

Art.nr: C31-19-001	C-VAC TORNADO™ Knivelektrod	10 st/fp
Art.nr: C31-19-101	C-VAC TORNADO™ Knivelektrod Coated	10 st/fp
Art.nr: C31-19-201	C-VAC TORNADO™ Knivelektrod Silikon	10 st/fp
Art.nr: C31-15-145	Tillbehör: Förlängare, kort	15 st/fp
Art.nr: C31-15-250	Tillbehör: Förlängare, lång	15 st/fp



Knivelektrod

Verklig storlek
1:1



Art.nr: C31-10-060 Knivelektrod 65 mm



Art.nr: C31-10-061 Knivelektrod coated 65 mm



Art.nr: C31-10-062 Knivelektrod coated/insulated 65 mm



Art.nr: C31-10-063 Knivelektrod silikon 65 mm



Art.nr: C31-10-100 Knivelektrod 100 mm



Art.nr: C31-10-101 Knivelektrod coated 100 mm



Art.nr: C31-10-102 Knivelektrod coated/insulated 100 mm



Art.nr: C31-10-120 Knivelektrod 125 mm



Art.nr: C31-10-121 Knivelektrod coated 125 mm



Art.nr: C31-10-122 Knivelektrod coated/insulated 125 mm



Art.nr: C31-10-160 Knivelektrod 165 mm



Art.nr: C31-10-161 Knivelektrod coated 165 mm



Art.nr: C31-10-162 Knivelektrod coated/insulated 165 mm



Art.nr: C31-10-200 Knivelektrod 200 mm



Art.nr: C31-10-201 Knivelektrod coated 200 mm



Art.nr: C31-10-202 Knivelektrod coated/insulated 200 mm



Nålelektrod



Art.nr: C31-11-060 Nålelektrod 65 mm



Art.nr: C31-11-061 Nålelektrod coated 65 mm



Art.nr: C31-11-062 Nålelektrod coated/insulated 65 mm



Art.nr: C31-11-063 Nålelektrod Mikro-dissektion (tungsten) 65 mm




Art.nr: C31-11-100 Nålelektrod 100 mm



Art.nr: C31-11-101 Nålelektrod coated 100 mm



Art.nr: C31-11-102 Nålelektrod coated/insulated 100 mm



Art.nr: C31-11-120 Nålelektrod 125 mm



Art.nr: C31-11-121 Nålelektrod coated 125 mm



Art.nr: C31-11-122 Nålelektrod coated/insulated 125 mm



Art.nr: C31-11-160 Nålelektrod 165 mm



Art.nr: C31-11-161 Nålelektrod coated 165 mm



Art.nr: C31-11-162 Nålelektrod coated/insulated 165 mm

Verklig storlek
1:1



Kulelektrod



Art.nr: Kulelektrod 5 mm
C31-12-060 Längd: 60 mm



Art.nr: Kulelektrod coated 5 mm
C31-12-061 Längd: 60 mm



Art.nr: Kulelektrod 5 mm
C31-12-120 Längd: 125 mm



Art.nr: Kulelektrod coated 5 mm
C31-12-121 Längd: 125 mm

Verklig storlek
1:1


Loopelektrod




Art.nr: Loopelektrod 10x10 mm
C31-17-060 Längd: 65 mm



Art.nr: Loopelektrod 15x12 mm
C31-17-061 Längd: 65 mm



Art.nr: Loopelektrod 20x15 mm
C31-17-062 Längd: 65 mm



Art.nr: Loopelektrod 20x20 mm
C31-17-063 Längd: 65 mm



Art.nr: Loopelektrod 10x10 mm
C31-17-060 Längd: 120 mm



Art.nr: Loopelektrod 15x12 mm
C31-17-061 Längd: 120 mm



Art.nr: Loopelektrod 20x15 mm
C31-17-062 Längd: 120 mm




Art.nr: Loopelektrod 20x20 mm
C31-17-063 Längd: 120 mm

Färgkodad förpackning på
samtliga loopelektroder.




Koniseringselektrod




Art.nr: C31-18-060
Koniseringselektrod 10x15 mm
Längd: 65 mm


Verklig storlek
1:1



Art.nr: C31-18-061
Koniseringselektrod 13x20 mm
Längd: 65 mm



Art.nr: C31-18-062
Koniseringselektrod 13x10 mm
Längd: 65 mm



Art.nr: C31-18-063
Koniseringselektrod 16x22 mm
Längd: 65 mm



Art.nr: C31-18-120
Koniseringselektrod 10x15 mm
Längd: 120 mm



Art.nr: C31-18-121
Koniseringselektrod 13x20 mm
Längd: 120 mm



Art.nr: C31-18-122
Koniseringselektrod 13x10 mm
Längd: 120 mm



Art.nr: C31-18-123
Koniseringselektrod 16x22 mm
Längd: 120 mm



C-PURE 750™

Rökutsugningssystem



En kombination av enkelhet och tyst drift i ett kompakt system på endast 4.5 kg. Flera olika inställningar och tillbehör för automatisk sensor eller fotpedal.



Vilka är fördelarna med C-PURE 750™?

C-PURE har ett unikt 3-portsfilter som möjliggör en rad olika tillbehör i syfte att uppfylla varierande behov. Den är designad för att vara användarvänlig, ha flexibla alternativ för slang och tillbehör samt tillfredsställa krav på tyst drift. C-PURE 750™ erbjuder effektiv tömning av rök som passerar fyra filterlager med 35 timmars livslängd. Därför kommer C-PURE 750 uppnå alla krav för att effektivt hantera kirurgisk rök och den styrs enkelt med fjärrkontroll, kontrollpanel eller fotpedal.

Sammanfattning

- Kompakt design möjliggör enkel placering på hylla eller bord och den är stapelvänlig.
- Tyst och kraftfull drift som möjliggör en säker operationsmiljö utan störande moment.
- Filter med 35 timmars livslängd levererar ööverträffat värde och minimerar kostnaden för varje enskild operation.
- 3-portsfiltret gör slang och tillbehörsmöjligheterna enkla och utesluter behovet av adaptrar.
- Filterportarna är täckta för ytterligare skydd.
- Användarvänligheten reducerar behov av träning.



Art.nr: C32-01-750

C-PURE 750™ 230VAC ±10% 50Hz / 60Hz

Diameter 15.2 cm, Höjd 27.9 cm, Bredd 39.4 cm, Vikt 4.5 kg.

Art.nr: C31-19-101

Tillbehör: Sensor för automatisk fjärraktivering av C-PURE med 2-10 sekunders tidsfördröjningsalternativ.

Art.nr: C31-15-250

Tillbehör: Ulpa/Carbon Filter för C-Pure 750 med anslutning för 22 / 9.5 / 6.4 mm anslutning. Filterlivslängd: 35 timmar.



Nöjda patienter går hem[®]

