

## PRODUKTINFORMATION SNUGGLE WARM® VARMLUFTSTÄCKE



\* Gäller de modeller som placeras över patienten

### MINDRE ÖVERKROPPSTÄCKE

Snuggle Warm® engångstäcke består av non-woven polypropylene /polyethylene vilket ger en bomullsliknande mjuk känsla. Lagren är sammanfogade och formar ett distributionsnätverk med kanaler för lufttillförsel. Den varma luften distribueras i hela täcket genom dessa kanaler och lämnar täcket genom en serie specialutformade perforeringar på den sida av täcket som ligger mot patienten. Det patenterade hålmönstret gör att täcket ligger dikt an mot patienten.\* Luftdistributionen har utformats för att minimera temperaturskillnader i täcket. Materialet dammar inte, är slitstarkt, vätskeavvisande och resistent mot punktion. Snuggle Warm® varmluftstäcke är självsläckande och uppfyller följande standarder; NFPA 702 och 16 CFR 1610.

Det finns täcken i många olika modeller och alla är enkla att koppla till värmeblåsan.

Benämning	Art nr	Avdfp/st
Snuggle Warm® mindre överkroppstäcke	SWU-2010	10

#### SW-2010

- Varmluftstäcke till överkropp som placeras på patient
- Har en genomskinlig, värmebesparande, avtagbar plasthuva som kan vikas över patientens huvud
- På nedre delen av täcket finns en klisterremsa, att fästa på patienten för att undvika luftflöde vid operationsområdet
- Det finns även dragband att fästa runt armbordet
- Tillverkad i ISO klass 9 miljö
- Täcket har 2 adapteringångar
- Storlek 203 x 76 cm
- PVC och DEHP fri

#### Exempel på användningsområden:

- Ingrepp på de nedre extremiteterna (höft, ben, knä och fotleder)
- Gynekologiska-, Urologiska ingrepp
- Öppen bukkirurgi