

## evercare® Besöksrock med knappar

REF: 2712-01, 2714-01, 2716-01

evercare® Besöksrock kan användas som besöks- och patientrock. Rocken är tillverkad i samma material som Clean Air Suit, vilket innebär lågt fibersläpp och låg bakteriegenomtränglighet för att underlätta infektionskontroll. Bekväma och värmande muddar på ärmarna som är helånga. Försluts med knappar för enkel på- och avklädning. Finns i tre storlekar. Engångsbruk och Unisex

## Egenskaper

- ▶ Besöksrocken kan också användas som patientrock Tillverkad av SMS-nonwoven för bättre skydd Vattenavvisande
- ▶ Antistatbehandlad
- ▶ Bekväma muddar i ärmsluten Användarvänliga knappar
- ▶ Materialegenskaper som uppfyller SS-EN13795-2 för
- ▶ Clean Air Suit
- ▶ Låg fibersläpp
- ▶ Låg bakteriegenomträngligt



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2712-01	Besöksrock med knappar, blå, Blå	L	5 / 20
2714-01	Besöksrock med knappar, blå, Blå	XL	5 / 20
2716-01	Besöksrock med knappar, blå, Blå	XXL	5 / 20

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Rock, ärm, krage	SMS PP, nonwoven, antistatisk, blå
Muddar	PES, vit
Tryckknappar	POM, PVC-fri, vit
Halsetikett	99 % nylon och 1 % kalciumkarbonat, vit
Sytråd	PES, vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	400 x 300 x 360
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	380 x 297 x 325
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>2712-01</b>	06438129123401	06438129323405	06438129523409
<b>2714-01</b>	06438129123418	06438129323412	06438129523416
<b>2716-01</b>	06438129123425	06438129323429	06438129523423

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.