



## Packskyнке Sterisheet® Reinforced

260 förstärkt cellulosa/270 förstärkt cellulosa

Sterimed Ref.nr.	Storlek	Färg	Förpackning st/ytterfp
0892060	60x60 cm	Blå/Grön	250
0892075	75x75 cm	Blå/Grön	110
0892080	80x80 cm	Blå/Grön	100
0892100	100x100 cm	Blå/Grön	90
0892120	120x120 cm	Blå/Grön	76
0892137	137x137 cm	Blå/Grön	60

### Avsedd användning

Sterisheet® Packskyнке för användning på sterilcentraler och andra sjukvårdsinrättningar, och där steriliseringsprocesser utförs. Erbjuder skydd för medicinteknisk utrustning mot biologisk- och kemisk kontamination under perioden från sterilisering till användning.

### Material

Varvade Sterisheet® cellulosa(80 %) förstärkt med syntetiska fiber, 60 g/m<sup>2</sup> blå och Sterisheet® cellulosa(80 %) förstärkt med syntetiska fiber, 70 g/m<sup>2</sup> grön.

### Funktion

Lämplig för sterilisering i ånga, EO och lågtemperatur.

Passar för små och medelstora galler. Rekommenderad gallervikt upp till 6 kg.

### Kvalitetskrav

- CE-märkt enligt Medical Device Regulation EU 2017/745, MDR klass I.
- Tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2020 och EN868-2:2017
- Sterimed är EN ISO 13485:2016 certifierad
- Sterisheet® följer krav för Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC  
Pappersmassa 100% klorinfritt. FSC eller PEFC ursprung.

### Förvaring innan användning

Förvaring på en sval, torr plats borta från direkt naturligt solljus, starkt artificiellt ljus och UV-strålning.

Pappkartonger ska aldrig ställas direkt på golvet.

Produkterna ska förvaras där de inte utsätts för extrema temperaturförändringar så som i kontakt med upphettade objekt, lufthål eller kalla väggar.

AAMI ST79 "Omfattande guide för ångsterilisering och sterilitetsförsäkring på sjukvårdsinrättningar" rekommendationer:

Att innan användning ha förpackningsmaterialen i rumstemperatur (20 °C till 23 °C) och vid en relativ fuktighet på 30 % till 60 % under minst 2 timmar, är god praxis för optimal användningsprestanda.

### Hållbarhetstid:

Förutsatt att ovanstående lagringsvillkor är uppfyllda, är hållbarhetstiden 5 år från tillverkningsdatum.

### Förvaring efter användning

Sterilförpackningar måste förvaras på ett ställe som är avsett för sterila medicintekniska produkter, utan påverkan från direkt solljus, fukt och alla typer av föroreningar.

Förvaringstiden ska fastställas i enlighet med verksamhetens rutiner.



Tillverkare:

STERIMED SRO

Evropska 866

664 42 Modrice

Tjeckien

2023-07-04