



Hypafix[®] skin sensitive

Leukoplast[®]

Sårbehandling i bästa händer


Hypafix[®] skin sensitive

Extra skonsam fixering i mjuk non-woven och silikonhäfta för skör och känslig hud

- Kan appliceras på ojämna områden och kroppsdelar som ofta är i rörelse
- Kan omplaceras utan att fresta på huden
- Finns på rulle i olika bredder och längder och erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ
- Delat skyddspapper förenklar appliceringen
- Särskilt lämplig för personer med skör och ömtålig hud

Mjuk och behaglig


Skonsam borttagning



Indikationer

- Fixering av förbandsmaterial
- Fixering av tuber och dränage

Bruksanvisning



Klipp av lämplig längd



Avlägsna ena delen av skyddspapperet och applicera väven över förbandet



Ta därefter bort det andra skyddspapperet och släta ut väven

Hypafix [®] skin sensitive				
Art. nr.	Storlek	Färg	Rullar/fp	Rullar/trp
79966-01	5 cm x 5 m	Vit	1	24
79966-02	10 cm x 5 m	Vit	1	24
79966-03	15 cm x 5 m	Vit	1	24
79966-04	10 cm x 2 m	Vit	1	24