

Eurotrol GlucoTrol-NG

För att kunna utföra en funktionell kontroll av ett HemoCue glukosystem (instrument, kuvett och användare), bör en kontrollösning användas. Eurotrol GlucoTrol-NG är en kontrollösning med känd glukoskoncentration för verifiering av systemets precision. Eurotrol GlucoTrol-NG finns tillgänglig i fem olika nivåer.

Innehåll: Plasma av bovint ursprung med tillsats av glukos.

Förvaring: Eurotrol GlucoTrol-NG skall förvaras i kylskåp vid 2-8°C

Hållbarhet: Öppnad flaska förvarad i kyl är hållbar i 16 månader från tillverkningsdatum.
Öppnad flaska är hållbar i 30 dagar vid förvaring i kyl 2-8°C.

Förpackning: Droppflaska 2 x 1.0 mL

Nivåer:	Level 1	≈ 2.8 mmol/L
	Level 2	≈ 6.7 mmol/L
	Level 3	≈ 11.1 mmol/L
	Level 4	≈ 19.4 mmol/L
	Level 5*	≈ 25.9 mmol/L

* Eurotrol GlucoTrol-NG Level 5 är avsedd för HemoCue Glucose 201 RT-system. Dessa system har ett utökat mätområde.

För ytterligare information om kontroller, se vår hemsida www.hemocue.se.

