

BD PosiFlush™, Förfylld NaCl spruta för flushning



- Spruta förfylld med NaCl 0,9% (9 mg/ml)
- Avsedd för flushning av intravenösa katetrar
- Färdigmärkt vilket minskar risken för läkemedelsförväxling
- Underlättar aseptiskt handhavande – eliminerar behov av manuell uppdragning och minskar risken för korskontaminering
- Minskar risken för kateterskada då sprutdiametern, som motsvarar en 10 ml spruta, förhindrar ett alltför högt flushtryck
- Utformad att minska risken för blodreflux vid flushning
- Förenklar flushproceduren, tidsbesparande och effektiv
- Tillgänglig i 2 olika utföranden, modell SP och modell XS (se nedan)



OBS! BD PosiFlush™ är en medicinteknisk produkt endast avsedd för flushning av intravenösa katetrar och får därför inte användas för blandning av torrs substans, för utspädning av medicin eller där koksalt ordinerats som intravenös behandling.

BD PosiFlush™ SP, steril flödesväg och höggradigt ren utsida (Kan användas vid all flushning, med undantag av flushning inom sterilt område)

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/480	306573
5	30/480	306574
10	30/480	306575

BD PosiFlush™ XS, in- och utvändigt steril (Kan användas vid all flushning, dvs. även inom sterilt område)

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/240	306570
5	30/240	306571
10	30/240	306572

Materialinnehåll

Cylinder och kolvtåg: Polypropylen
Packning: Syntetisk Isopren (latexfri)
Ytbehandling: Silikonolja
Propp: Polypropylen
Lösning: NaCl 9 mg/ml

Innehåller ej PVC, efulater eller latex

Förpackningsmaterial

Papper
Polyetylen
Polyester
Polypropylen
Wellpapp



Steriliseringmetod

Ångsterilisering



3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass III)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com