



Silasil

Tiemannkateter

Kvarliggande 2-vägs Tiemannkateter

Latexkatetern är belagd med silikon både in- och utvändigt. Den finns i manligt utförande. Katetrarna är gammasteriliserade.

Ballongen bör fyllas med sterilt vatten, ballongvolymen behöver ej kontrolleras.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Rekommenderad kvarliggandetid 4-5 veckor. Steriltid 5 år.

Latex- och PVC fri

Meteko art.nr.	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Längd cm	Förp.
186505-strl	12-24	Tiemann	10	40	10

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se

2015-01