



Värmetäcken

WarmTouch värmespridande egenskaper

Förutsättningar för en jämn värmespridning i värmetäcken är samverkan mellan ett högt luftflöde in i täcket och ett välbalanserat utflöde genom de små hål som låter värmen strömma över hudytan.

WarmTouch 5900 har ett flöde på 1500L/min och kan värma upp ett täcke till 38°C på 30 sekunder eller 42°C på 1 minut.

Ett högt luftflöde motverkar dessutom nerkyllning från det omgivande rummet mer effektivt samt bibehåller en jämnare spridning över hela täckets yta.



Referens: Testat internt i Nellcor R&D laboratorium i enlighet med ASTM F2196-02 av Mike Vardanega och Phil Ronald

Beställningsinformation

| Artikelnummer | Beskrivning | Antal/fpk |
|---------------|--|-----------|
| 503-0810 | Varmluftstäcke, helkropp, vuxen | 25 |
| 503-0840 | Varmluftstäcke, helkropp, barn | 12 |
| 503-0850 | Varmluftstäcke, neonatal | 12 |
| 503-0860 | Varmluftstäcke, sterilt thoraxtäcke, vuxen | 12 |
| 503-0870 | Varmluftstäcke, överkropp, vuxen | 12 |
| 503-0880 | Varmluftstäcke, underkropp, vuxen | 12 |

