

# **THD** Self Light

LED-produkter til diagnosticering og kirurgisk brug



**THD** Light-Scope RECTO LED

**THD** Surgy LED

**THD** N-Ano LED

**THD** Light-Scope ANO LED



Et komplet udvalg af engangsprodukter med integreret LED-lyssystem til diagnosticering og kirurgisk brug: giver både sikkerhed og bekvemmelighed for brugeren.



## INTEGRERET LED-LYSSYSTEM

THD Light-Scopes er udstyret med et innovativt fuldt integreret LED-lyssystem: Derfor kræver de ikke eksterne lyskilder, hvilket reducerer undersøgelsestiden og omkostningerne til yderligere lyskilder. Den kolde LED-lyskilde eliminerer risikoen for overophedning under brug og giver optimal visualisering af inspektionsområdet.

## ET KOMPLET SORTIMENT

THD Light-Scopes sortimentet indeholder en bred vifte af engangsudstyr med forskellige funktioner og indikationer til brug for at opfylde alle koloproktologiske behov.




## LET AT BRUGE

Den lette aktivering af belysningskilden ved hjælp af et brugervenligt flytbart lille stykke plastik sammen med den enkle indpakning gør, at THD LED produkterne er yderst bekvemme og klar til øjeblikkelig brug. Dette sparer personalet for betydelig arbejdstid og potentielt kan dette øge antallet af patientundersøgelser.



# THD Light-Scope RECTO Maxi & Mini LED



*THD Light-Scope RECTO Maxi & Mini LED kan anvendes til:*

- Rectoskopi
- Kontrol af tarm anastomoser
- Anoskopi


## *Funktioner:*

- Integreret LED-lyssystem
- 4x forstørrelseslinse
- 100% engangsbrug og pakket individuelt
- Dobbelt gradueret skala
- Fås i to størrelser:  
Maxi (Længde: 25 cm) og Mini (Længde: 20 cm)

## *Fordele:*

- Intet behov for ekstern lyskilde
- Godt udsyn til inspektionsområdet
- Eliminerer krydskontaminering
- Præcis identifikation af interventionsområdet  
takket være den graduerede skala
- Alsidig i brug

# THD Surgy Maxi & Mini LED



STERIL

*THD Surgy Maxi & Mini LED kan anvendes til:*

- Diagnosticering
- Proktologiske operationer


## *Funktioner:*

- Integreret LED-lyssystem
- 100% engangsudstyr og pakket individuelt
- Speciel semi-elliptisk endetip
- Fås i to størrelser:  
Maxi (Bredde: 28mm | Lateralt vindue: 85x30mm)  
Mini (Bredde: 24mm | Lateralt vindue: 85x26mm)

## *Fordele:*

- Intet behov for eksternt lyskilde
- Eliminere krydskontaminering
- Alsidig i brug

# THD N-Ano & THD N-Ano Maxi LED



## THD N-Ano & N-Ano Maxi LED kan anvendes til:

- Anoskopi
- Anoskopi på patienter med stenose (N-Ano)

### Funktioner:

- Integreret LED-lyssystem
- 100% engangsstyr og pakket individuelt.
- Atraumatisk profil
- Fås med to forskellige ender:  
Skrå og lige

### Fordele:

- Intet behov for ekstern lyskilde
- Eliminerer krydskontaminering
- Let at anvende
- Alsidig i brug

# THD Light-Scope ANO LED



*THD Light-Scope Ano LED kan anvendes til:*

- Anoskopi

## *Funktioner:*

- Integreret LED-lyssystem
- 100% engangsudstyr og pakket individuelt.
- Atraumatisk profil
- Fås med to forskellige ender:  
Skrå og lige

## *Fordele:*

- Intet behov for eksternt lyskilde
- Eliminere krydskontaminering
- Let at anvende
- Alsidig i brug

## ORDRE INFORMATION



### **THD** Light-Scope RECTOmaxi LED med engangspumpe

IKKE  
STERIL

Længde : 250 mm | Diameter 23 mm  
Varenummer : 800099  
Forpakning : 25 stk.



### **THD** Light-Scope RECTOmini LED med engangspumpe

IKKE  
STERIL

Længde : 200 mm | Diameter 23 mm  
Varenummer : 800100  
Forpakning : 25 stk.



### **THD** Surgy Maxi & Mini LED

STERIL

Længde : 122 mm  
Bredde . Mini 24 mm | Maxi 28 mm  
Varenummer : Mini 800124 | Maxi 800125  
Forpakning : 10 stk.



### **THD** N-Ano Maxi LED

IKKE  
STERIL

Længde : 65 mm  
Bredde . 22.5 mm  
Varenummer : Skrå 800166 | Lige 800165  
Forpakning : 50 stk.



### **THD** N-Ano LED

IKKE  
STERIL

Længde : 65 mm  
Bredde . 18 mm  
Varenummer : Skrå 800134 | Lige 800040  
Forpakning : 50 stk.



### **THD** Light-Scope ANO LED

IKKE  
STERIL

Længde : 70 mm  
Bredde . 25 mm  
Varenummer : Skrå 800093 | Lige 800092  
Forpakning : 50 stk.



Distribueres i Danmark, Norge og Sverige af  
SACOMED A/S  
Midtager 29 st.th.  
2605 Brøndby  
Tel +45 53700703  
Mail info@sacomed.com  
www.sacomed.com

