


BESKRIVNING OCH HANDHAVANDE

Copan E-Swab provtagningsset

Art nr	Copan E-swab provtagningsset	Fp storl	Färgkod	Provtagningsområde	"Capture Cap Feature" *
480CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "regular" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Rosa	Näsa, svalg, vagina, rectum, faces och sår	Ja
481CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "minitip" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Orange	Öga, öra näshåla, svalg, urogenital provtagnings	Nej
482CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "Nasopharynx" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Blå	Nasopharynx och pediatrik provtagnings	Nej
483CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "uretha" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Orange	Urogenital provtagnings	Nej
484CE	Steril provtagningsförpackning för engångsbruk innehåller: Polypropenrör med skruvkork fyllt med 1 ml flytande Amies medium. En "uretha" provtagningspinne med flockad nylonfiber spets.	50 kit / avd fp 10x50 kit / låda	Blå	Pediatrik provtagnings	Nej

* Capture Cap Feature innebär att provtagningspinnen fastnar i korken när korken skruvas åt, se beskrivning nedan.

Handhavande



Så här fungerar Capture Cap Feature

