



## LUBRISIL™ HYDROGELBELAGD HELSILIKONKATETER

<b>Material:</b>	Helsilikonkateter med permanent hydrogelbelagd yta.
<b>Användartid:</b>	Upp till 12 veckor.
<b>Nelatontipp:</b>	Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
<b>Dräneringshål:</b>	Proportionell till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
<b>Innerlumen:</b>	Materialet medger att innerlumen blir något större vid jämförelse med liknande latexkatetrar.
<b>Hydrogelbeläggning:</b>	Reducerar friktion och irritation mot slemhinna, ger större patientkomfort, reducerar risken för mekaniskt slitage mot slemhinna.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd och Ch	Volym/sterilt vatten
1758+ch+E	Barn, 2-vägs	30 cm, Ch 8 & 10	5 ml
1758+ch+E	Manlig, 2-vägs	40 cm, Ch 12-24	10 ml
1768+ch+E	Manlig, 2-vägs	40 cm, Ch 16-24	30 ml
1761+ch+E	Kvinnlig, 2-vägs	26 cm, Ch 12-16	10 ml
705+ch+CE	Manlig, 3-vägs	40 cm, Ch 16-22	10 ml
730+ch+CE	Manlig, 3-vägs	40 cm, Ch 16-22	30 ml

**Bard Norden AB**  
Box 823  
251 08 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet. Av säkerhetsskäl för personal och patient rekommenderas inte provtagning med kanyl direkt i katetern.

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com

**BARD** | MEDICAL