

# BD™ Spinalkanyl (Quincke slipning)



- Optimal quincke slipning för minsta möjliga hål i duran
- Specialdesignad mandrin som minimerar risken för "biopsi effekt" under införandet
- Släta osilikoniserade spinalkanyler för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan
- Komplett, färgkodat sortiment från 18 G till 27 G



## BD Spinalkanyler

Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
27 x 3 1/2	0,40 x 90	Grå	25/200	405259
26 x 3 1/2	0,45 x 90	Brun	25/200	405258
25 x 3	0,50 x 75	Orange	25/200	405246
25 x 3 1/2	0,50 x 90	Orange	25/200	405257
23 x 3 1/2	0,60 x 90	Grön	25/200	405240
22 x 1 1/2	0,70 x 38	Svart	25/200	405254
22 x 2 1/2	0,70 x 65	Svart	25/200	405244
22 x 3	0,70 x 75	Svart	25/200	405255
22 x 3 1/2	0,70 x 90	Svart	25/200	405256
20 x 1 1/2	0,90 x 38	Gul	25/200	405251
20 x 3	0,90 x 75	Gul	25/200	405252
20 x 3 1/2	0,90 x 90	Gul	25/200	405253
19 x 3	1,10 x 75	Creme	25/200	405249
19 x 3 1/2	1,10 x 90	Creme	25/200	405250
18 x 3	1,20 x 75	Rosa	25/200	405247
18 x 3 1/2	1,20 x 90	Rosa	25/200	405248

## Introducer

22 x 1 1/4 (passar till 27G-29G)	0,70 x 32	Transparent	25/200	405261
20 x 1 1/4 (passar till 25G-26G)	0,90 x 32	Gul	25/200	405260

### Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål  
 Ansats: Polypropylen  
 Lim: Epoxi resin

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
 Tyvek-laminat  
 Kartong  
 Wellpapp



Steriliseringmetod  
 Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
 (Klass III)



Helping all people  
 live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
 Box 47204  
 100 74 STOCKHOLM  
 Tel: 08 - 77 55 100  
 www.bd.com

