


BD™ Spinalkanyl (Quincke slipning)



- Optimal quincke slipning för minsta möjliga hål i duran.
- Specialdesignad mandrin som minimerar risken för "biopsi effekt" under införandet.
- Släta osilikoniserade spinalkanyler för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan.
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan.
- Komplet, färgkodat sortiment från 18 G till 27 G.



BD Spinalkanyler

Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
27 x 3 1/2	0,40 x 90	Grå	25/200	405259
26 x 3 1/2	0,45 x 90	Brun	25/200	405258
25 x 3	0,50 x 75	Orange	25/200	405246
25 x 3 1/2	0,50 x 90	Orange	25/200	405257
23 x 3 1/2	0,60 x 90	Grön	25/200	405240
22 x 1 1/2	0,70 x 38	Svart	25/200	405254
22 x 2 1/2	0,70 x 65	Svart	25/200	405244
22 x 3	0,70 x 75	Svart	25/200	405255
22 x 3 1/2	0,70 x 90	Svart	25/200	405256
20 x 1 1/2	0,90 x 38	Gul	25/200	405251
20 x 3	0,90 x 75	Gul	25/200	405252
20 x 3 1/2	0,90 x 90	Gul	25/200	405253
19 x 3	1,10 x 75	Creme	25/200	405249
19 x 3 1/2	1,10 x 90	Creme	25/200	405250
18 x 3	1,20 x 75	Rosa	25/200	405247
18 x 3 1/2	1,20 x 90	Rosa	25/200	405248


Introducer

22 x 1 1/4 (passar till 27G-29G)	0,70 x 32	Transparent	25/200	405261
20 x 1 1/4 (passar till 25G-26G)	0,90 x 32	Transparent	25/200	405260

Materialinnehåll
Kanyl: Rostfritt stål
Ansats: Polypropylen
Lim: Epoxy resin

Innehåller ej PVC, talater eller latex

Förpackningsmaterial
Polyetylen
Tyvek-laminat
Kartong
Wellpapp

 Steriliseringsmetod
Etylenoxid

 5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass III)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com