


BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, 3-komponent spruta



- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång
- Ergonomiskt formad kolvstång för ett säkert grepp
- Kolvstopp förhindrar att kolvstången dras ut
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt
- Läcker ej – håller även vid högt tryck
- 100 ml sprutan med kateterspets kan ändras till luerfattning med hjälp av en adapter som medföljer
- 50 ml Amber sprutan skyddar ljuskänsliga läkemedel
- Latexfri packning eliminerar risken för allergiska reaktioner

Användningsområde

- 50 ml luer-lock sprutorna är speciellt anpassade för automatiska sprutpumpar och passar till de ledande sprutpumparna på marknaden (se kompatibilitetslista i appendix)



Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
20	Luer/Excentrisk	1	60/240	301183
20	Luer/Excentrisk	1	120/480	300613
30	Luer/Excentrisk	1	60/240	301231
50	Luer/Excentrisk	1	60/240	300866
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300865
50 Perfusion	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300137
50 Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300869
50 Perfusion Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300139

Sprutor med Kateterspets

Storlek ml	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
50	Kateterspets/Centrerad	1	60/240	300867
100	Kateterspets/Centrerad	2	25/50	300605

Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Kanylstorlek G x tum	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
50 Perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 Perfusion Amber	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen
 Packning: Syntetisk isopren (latexfri)
 Ytbehandling: Silikonolja
 Ansats och kanylkydd: Polypropylen
 Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)
 Lim: Epoxy resin
 Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Papper
 Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)
 Wellpapp



Steriliseringmetod
 Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
 (Spruta Luer: Klass I)
 (Spruta Luer-Lok: Klass IIa)



Helping all people
 live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
 Box 47204
 100 74 STOCKHOLM
 Tel: 08 - 77 55 100
 www.bd.com