

# BD PosiFlush™, Förfylld NaCl spruta för flushning



- Spruta förfylld med NaCl 0,9% (9 mg/ml).
- Avsedd för flushning av intravenösa katetrar.
- Färdigmärkt vilket minskar risken för läkemedelsförväxling.
- Underlättar aseptiskt handhavande – eliminerar behov av manuell uppdragning och minskar risken för korskontaminering.
- Minskar risken för kateterskada då sprutdiametern, som motsvarar en 10 ml spruta, förhindrar ett alltför högt flushtryck.
- Utformad att minska risken för blodreflux vid flushning.
- Förenklar flushproceduren, tidsbesparande och effektiv.
- Tillgänglig i 2 olika utföranden, modell SP och modell XS (se nedan).
- Tillgänglig i 3 storlekar för att uppfylla olika behov och procedurer.



OBS! BD PosiFlush™ är en medicinteknisk produkt endast avsedd för flushning av intravenösa katetrar och får därför inte användas för blandning av torrsustans, för utspädning av medicin eller där koksalt ordinerats som intravenös behandling.

BD PosiFlush™ SP, steril flödesväg och höggradigt ren utsida  
(Kan användas vid all flushning, med undantag av flushning inom sterilt område)


Mängd NaCl 0,9% samt storlek på Luer-Lok™ spruta (ml)	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/480	306573
5	30/480	306574
10	30/480	306575

BD PosiFlush™ XS, in- och utvändigt steril  
(Kan användas vid all flushning, dvs. även inom sterilt område)

Mängd NaCl 0,9% samt storlek på Luer-Lok™ spruta (ml)	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	30/240	306570
5	30/240	306571
10	30/240	306572

Materialinnehåll  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk Isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Propp: Polypropylen  
Lösning: NaCl 9 mg/ml

Förpackningsmaterial  
Papper  
Polyetylen  
Polypropylen  
Lim  
Wellpapp

 Steriliseringmetod  
Ångsterilisering

 3 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass III)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com