

# Pleurofix®

Slutet system för punktion av lungsäcken



Säkerhet i hantering och hygien

## Pleurofix®

Ansamling av luft och/eller vätska i lungsäcken (pleura) kan orsaka livshotande tillstånd, både gällande respiration och cirkulation. Har detta skett är det viktigt att snarast och på ett säkert sätt behandla och avlägsna luften eller vätskan.

### Indikationer

- diagnostik eller terapeutisk punktion av pleural utgjutning
- luft i lungsäcken (pneumothorax)
- blod i lungsäcken (hemothorax)
- varbildning i lungsäcken (pleural empyema)
- spolning av lungsäcken
- instillation av läkemedel

### Pleurofix® nr. 1

Punktionsset för korttidsanvändning som består av:

- tunnväggig punktionsnål med kort facettavfasning, diameter 1,8 mm/längd 80 mm
- Discofix 3-vägskran med pilar som indikerar flödesriktning
- Omnifix LL 60 ml spruta med låg friktion
- 2,0 l graderad uppsamlingspåse med LL-koppling



Produktbeskrivning	Antal/förp	Artikelnr
Pleurofix nr.1	25	4661002
Pleurofix nr.2	25	4661037
Uppsamlingspåse för Pleurofix nr.1		
2,0 l m LL koppling	100	4462009
Uppsamlingspåse för Pleurofix nr.2		
2,0 l konisk koppling	100	4423208

### Användarfördelar

- Slutet system genom täta luer-lock kopplingar
- Snabbt och säkert avlägsnande av vätska eller luft från lungsäcken
- Atraumatisk punktion

### Pleurofix® nr. 2

Punktionsset för korttidsanvändning som består av:

- punktionsnål med kort fasettavfasning, diameter 1,8 mm/längd 80 mm
- två antireflux-ventiler för aspiration av vätska/luft ger snabbt dränage in i uppsamlingspåsen; detta motverkar reflux av vätska/luft in i patienten
- Omnifix LL 60 ml spruta med låg friktion
- 2,0 l graderad uppsamlingspåse, konisk koppling



### B. Braun Medical AB

Postadress: Box 110, 182 12 DANDERYD  
Besöksadress: Svärdv 21, 182 33 DANDERYD

Tel: 08-634 34 00 Fax: 08-634 34 34

Hemsida: [www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)

Mail: [info.sverige@bbraun.com](mailto:info.sverige@bbraun.com)