

Zetuvit® E

Absorptionsförband

Zetuvit E är ett absorptionsförband avsett för måttligt till rikligt vätskande sår. Förbandet består av fyra olika materialskikt, som kompletterar varandra optimalt och som ger förbandet dess goda egenskaper.



- 1 Förbandet har hög absorptionskapacitet och suger snabbt upp exsudat
- 2 Cellulosafluff gör förbandet mjukt och polstrande
- 3 Den blå färgmarkeringen minskar risken för felaktig applicering
- 4 Ekonomisk
- 5 Den hydrofila framsidan gör att förbandet inte fastnar i såret
- 6 Den hydrofoba baksidan skyddar såret mot kontaminering

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet
Enkel hantering
Mjuk och polstrande
Ekonomisk
Många storlekar
Finns såväl steril som osteril



Egenskaper

Förbandet har en hög absorptionskapacitet och suger snabbt upp exsudat. Förbandet är enkelt att kombinera med andra typer av förband såsom salvkompresser eller kalciumalginater.

Material

Zetuvit E är ett fyrlayers förband. Den absorberande kärnan består av cellulosafluff och är innesluten i en tunn non-woven väv av cellulosa som fördelar vätskan jämnt över förbandet. Baksidan med blå färgmarkering består av non-woven polypropen som står emot väta men inte är ocklusiv utan genomsläpplig för luft. Detta förhindrar att exsudatet bildar klumpar i förbandet. Framsidan består av hydrofil non-woven polypropen som gör att förbandet inte fastnar i såret.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Alla ytliga, måttligt till vätskande sår, såsom kirurgiska sår och venösa bensår. I djupa sår är kombinationen med t.ex. Sorbalgon möjlig. Infekterade sår och sår som riskerar att bli infekterade kombineras med Atrauman Ag. Zetuvit E ska inte användas på torra sår, friliggande ben, muskler eller senor.

Fixeringsinstruktion

Zetuvit E kan fixeras med bindor, tejper, tubgaser eller fixeringsnät allt enligt behov och sårets placering.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Zetuvit® E Steril, enstycksförpackad	10 x 10 cm	413 770	25 st	9 Afp
	10 x 20 cm	413 771	25 st	9 Afp
	15 x 20 cm	413 772	25 st	6 Afp
	15 x 25 cm	413 773	10 st	10 Afp
	20 x 20 cm	413 774	15 st	7 Afp
	20 x 25 cm	413 775	15 st	6 Afp
	20 x 40 cm	413 776	10 st	6 Afp
Osteril	10 x 10 cm	413 860	50 st	12 Afp
	10 x 20 cm	413 861	50 st	4 Afp
	15 x 20 cm	413 862	50 st	4 Afp
	15 x 25 cm	413 863	50 st	3 Afp
	20 x 20 cm	413 864	50 st	4 Afp
	20 x 25 cm	413 865	50 st	4 Afp
	20 x 40 cm	413 866	30 st	4 Afp