



# Enkelt och säkert

## **3M™ Clipper™ 9661 med roterbart huvud**

Kirurgisk hårvaktning med klipperteknologi kan minska risken för sårinfektioner betydligt. Flera studier har visat att rakning leder till en högre infektionsfrekvens än andra hårvaktningssätt. Med Clipper kirurgiska klippappatater kan du hårvakta utan att rispors och småsår uppstår. Med en intakt hudkostym minskar risken för sårinfektion betydligt.

## 3M™ Clipper™ 9661

Clipper™ 9661 har roterbart huvud för bästa åtkomlighet på besvärliga ställen. Till Clipper™ 9661 finns standardblad, 9660, samt starkare, breda blad för kraftig kroppsbehåring såsom huvudhår, 9690. Det finns även stående hållare samt laddningsenhet (sladd). Clipper™ 9661 klipper håret ovan huden för att minimera risken för skärsår och ger 60 minuters klipptid efter fulladdning av batteriet (8 timmar). Engångsbladen snäpps lätt på och av vilket både sparar tid och förhindrar korskontamination mellan patienter. Clipper™ 9661 är enkel att rengöra, bara torka av med en duk fuktad med sprit eller skölja under rinnande vatten (blötlägg dock aldrig apparaten!).

9661



9660



9668



9690



Art nr	Storlek	Ant/fp
9661	Clipper med roterbart huvud	1
9660	Engångsblad för Clipper 9661, standard	50
9668	Laddningsenhet för Clipper 9661 med sladd	1
9690	Engångsblad för Clipper 9661, för kraftig behåring	20



Hälsovård  
3M Svenska AB  
191 89 SOLLENTUNA  
Tel: 08-92 21 00 vxl  
Fax: 08-92 22 89  
www.3M.com/se