



## BIOCATH HYDROGELINKAPSLAD LATEXKÄRNA

<b>Material:</b>	Innerkärna av latex, är ytbehandlad vilket medför att latex inte kommer i kontakt med patientens slemhinna
<b>Användartid:</b>	Upp till 12 veckor
<b>Nelatontipp:</b>	Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
<b>Dräneringshål:</b>	Proportionellt till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
<b>Innerlumen:</b>	Runt, vilket medför ett gott flöde av urinen och inga "hörn" som kan ge fäste för partiklar.
<b>Hydrogelbeläggning:</b>	Reducerar friktion och irritation mot slemhinna, ger större patientkomfort, reducerar risken för mekaniskt slitage mot slemhinna vilket kan leda till strikturer i uretra, motstår bakteriekolonier vilket är ett bra skydd för patienter som är känsliga för urinvägsinfektioner.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd och Ch	Volym/sterilt vatten
2263+ch	Barn, 2-vägs	30 cm, Ch 8, 10	5 ml
2265+ch	Manlig, 2-vägs	40 cm, Ch 12-30	10 ml
2266+ch	Manlig, 2-vägs	40 cm, Ch 12-30	30 ml
2219+ch	Manlig, 3-vägs	40 cm, Ch 16-26	10 ml
2267+ch	Manlig, 3-vägs	40 cm, Ch 12-30	30 ml
2269+ch	Kvinnlig, 2-vägs	26 cm, Ch 12-26	10 ml
2264+ch	Manlig, 2-vägs, förfylld	40 cm, Ch 12-30	10 ml
2268+ch	Kvinnlig, 2-vägs, förfylld	26 cm, Ch 12- 26	10 ml

Bard Norden AB  
Box 22210  
250 24 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet.

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com

**BARD** | MEDICAL