

## FLIP-FLO KATETERVENTIL



**Material:** Tillverkad av PE-plast och TPR (konstgjord latex)  
Innehåller DEHP.

**Användartid:** Max 1 vecka

**Lämplig för många  
patientkategorier**

- Ger patienter med erforderlig mental kapacitet och rörlighet en efterlängtnad känsla av oberoende.
- Lätt att använda, och kan därför användas även av patienter med begränsad fingerfärdighet.
- Ger patienter med blåsensibilitet större möjligheter att kontrollera skötseln av katetern.

**Lätt att använda,  
säker och bekväm**

- Flip-Flo kan användas i kombination med Bards foleykatetrar och med Bards ben- och sängpåsar Uriplan.
- Lättmonterad koppling ger en säker och hygiensik anslutning till katetern.
- Spakmanövrerad kran som är lätt att använda även för patienter med nedsatt fingerfärdighet och syn.
- Konstruktion med spakmanövrerad kran som minskar risken för smittoöverföring via förorenade händer.<sup>1</sup>
- Koppling för nattdränage som kan anslutas till en påse.
- Långvarig användning av kateter och urinuppsamlingspåsar kan leda till reducerad blåskapacitet,<sup>2</sup> men kateterventilen kan bidra till att bevara blåsans kapacitet och tonus.

BARD Art.nr	Produkt	Antal/förp
BFF20	Flip-Flo kateterventil	20
BFF5	Flip-Flo kateterventil	5

**Bard Norden AB**  
Box 22210  
250 24 Helsingborg

1. Glennister H, The Passage of infection, the journal of Infection Control Nursing: From Nursing Time, June 3, Vol 83, No 22, 1987
2. Kristiansen P, Pompeius R and Wadstrom LB. Long-term Urethral Catheter Drainage and Bladder Capacity. Neurourology and urodynamics 1983;2:135-143

Tlf. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com