



Simplastic

2-vägs hematurikateter

Postoperativ hematurikateter

Hematurikateter av PVC med latexballong, för kontinuerlig spolning. Längd 400 mm. Katetrarna har en ventil passande luer- och luer-lock spruta. Rekommenderad kvarliggandetid 1 - 3 dagar. Steril, för engångsbruk.

Produkterna är fria från:

- parfym
- lanolin
- kolofonium
- silver
- antibiotika
- antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
- bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och föreningar av dessa, mindre än 0,1 %

Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Avd. förp.
660630-14	14	Nelaton	30	10
660630-16	16	Nelaton	30	10
660630-18	18	Nelaton	30	10
660630-20	20	Nelaton	30	10
660630-22	22	Nelaton	30	10
660630-24	24	Nelaton	30	10
661610-14	14	Tiemann	10	10
661610-16	16	Tiemann	10	10
661610-18	18	Tiemann	10	10
661610-20	20	Tiemann	10	10
661610-22	22	Tiemann	10	10
661630-14	14	Tiemann	30	10
661630-16	16	Tiemann	30	10
661630-18	18	Tiemann	30	10
661630-20	20	Tiemann	30	10
661630-22	22	Tiemann	30	10

Forts. nästa sida

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

Postoperativ hematurikateter

Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Avd. förp.
662430-14	14	Coudé	30	10
662430-16	16	Coudé	30	10
662430-18	18	Coudé	30	10
662430-20	20	Coudé	30	10
662430-22	22	Coudé	30	10
662430-24	24	Coudé	30	10
662530-16	16	Couvelaire	30	10
662530-18	18	Couvelaire	30	10
662530-20	20	Couvelaire	30	10
662530-22	22	Couvelaire	30	10
662530-24	24	Couvelaire	30	10
662575-18	18	Couvelaire	75	10
662575-20	20	Couvelaire	75	10
662575-22	22	Couvelaire	75	10
662575-24	24	Couvelaire	75	10
662630-18	18	Dufour	30	10
662630-20	20	Dufour	30	10
662630-22	22	Dufour	30	10
662630-24	24	Dufour	30	10
662675-18	18	Dufour	75	10
662675-20	20	Dufour	75	10
662675-22	22	Dufour	75	10
662675-24	24	Dufour	75	10
663630-14	14	Whistle-tip	30	10
663630-16	16	Whistle-tip	30	10
663630-18	18	Whistle-tip	30	10
663630-20	20	Whistle-tip	30	10
663630-22	22	Whistle-tip	30	10
663630-24	24	Whistle-tip	30	10
663630-26	26	Whistle-tip	30	10
663630-28	28	Whistle-tip	30	10

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-11