

AA85++ FOLYSIL[®] X-TRA, för kvinnor, med förfylld spruta, för långtidsbruk 100 % silikon

Tillverkare

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

IIb (regel 5)

Sterilisering

Steril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)

Indikationer

Uretral kateterisering.
FOLYSIL[®] X-TRA-katetrarna av silikon är godkända för kontakt med uretraslemhinnan i upp till 12 veckor.

Kontraindikationer

Samma som för uretral kateterisering och allmänt kända allergiska reaktioner på grund ut av material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och derivater).

Bruksanvisning 2SH2082

Förpackning

Bruksenhet 1 kateter i dubbla påsar + fylld spruta

Orderenhet 5 stycken per kartong
Kartongstorlek:90x65x550 (mm)

Referenser

CH/FR	Färgkod	Artikelnr
12	Vit	AA8512
14	Grön	AA8514
16	Orange	AA8516
18	Röd	AA8518
20	Gul	AA8520
22	Lila	AA8522
24	Blå	AA8524

Beskrivning

Längd (cm) : 25
Distal spets: Rak, rundad ände
Proximalt :Connector, ring och färgad ventil
Lumen: 2, en för dränage och en för ballongen
Dränageögon : 2

Katetern är försedd med en polyester stylet.

Katetern levereras med en förfylld spruta med sterilt vatten och 10 % glycerin för fyllning av ballongen

Material: 100 % silikon

Innehåller latex: Nej

Hållbarhet

3 år i obruten förpackni

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se