


3M Hälsovård  
Produktsortiment  
Red Dot™



EKG - elektroder  
att lita på

**3M**

## 3M™ 2228



### Övervakningselektrod

Med metallknapp

Kan sitta upp till 3 dygn

Passar både vuxna och barn

Ryggmaterial av foam

- Det vätskeavvisande ryggmaterialet säkerställer en god vidhäftning
- Snabb och tillförlitlig registreringskvalitet
- Praktisk appliceringskarta om 10 elektroder

Användningsområde t ex:

- Akut
- Anestesi

3M art nr	Storlek	Förpackning
2228	40 x 32 mm	50 elektroder/påse, 20 påsar/fp

## 3M™ 2244



### Övervakningselektrod

Med kolfiberknapp för röntgengenomsläpplighet

Kan sitta upp till 3 dygn

Passar både vuxna och barn

Ryggmaterial av foam

- Det vätskeavvisande ryggmaterialet säkerställer en god vidhäftning
- Snabb och tillförlitlig registreringskvalitet
- Praktisk appliceringskarta om 10 elektroder

Användningsområde t ex:

- Akut
- Anestesi

3M art nr	Storlek	Förpackning
2244	40 x 32 mm	50 elektroder/påse, 20 påsar/fp

## 3M™ 2228BA



### Övervakningselektrod med vridbar banankontakt

Kan sitta upp till 3 dygn

Passar både vuxna och barn

Ryggmaterial av foam

- Det vätskeavvisande ryggmaterialet säkerställer en god vidhäftning
- Snabb och tillförlitlig registreringskvalitet
- Praktisk appliceringskarta om 10 elektroder

3M art nr	Storlek	Förpackning
2228BA	40 x 32 mm	40 elektroder/påse, 20 påsar/fp

## 3M™ Red Dot™ 2660/2670



### Omplaceringsbar långtidselektrod

Kan sitta upp till 3 dygn

Passar både vuxna och barn

Vätskeresistent ryggmaterial i mjukt tyg med tunn profil

Patenterad, konduktiv hydrogel med kontaktyta över hela elektroden

Låg impedans – ger klar och tydlig signal med hög signalkvalitet

Anpassade förpackningar med kartor med 3 eller 5 elektroder i varje förpackning – kan följa patienten i hela vårdkedjan

2670 har lite starkare häftförmåga än 2660 – vid extra svåra appliceringsförhållanden

- Omplaceringsbar
- Sitter bra på svettiga patienter
- Röntgengenomsläpplig kolfiberknapp

Användningsområde t ex:

- IVA, HIA, MIVA, THIVA
- Ambulans
- Klin fys

3M art nr	Storlek	Förpackning
2660-3	10,1 cm <sup>2</sup>	3 elektroder/fp, 200 fp/lev fp
2660-5	10,1 cm <sup>2</sup>	5 elektroder/fp, 200 fp/lev fp
2670-3	10,1 cm <sup>2</sup>	3 elektroder/fp, 200 fp/lev fp
2670-5	10,1 cm <sup>2</sup>	5 elektroder/fp, 200 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2560



### Långtidselektrod med brett användningsområde

Kan sitta upp till 5 dygn

Ryggmaterial av foam med metallknapp

- Följsam profil ger hög patientkomfort
- Hög initial vidhäftning och hög registreringskvalitet
- Praktisk appliceringskarta om 10 st

Mycket brett användningsområde - minskar behovet av flera olika elektroder

3M art nr	Storlek	Förpackning
2560	35 x 40 mm	5 kartor med 10 elektroder 50 elektroder/fp, 20 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2570



### Långtidselektrod med brett användningsområde

Som 2560 ovan, skillnaden är;

- Har röntgengenomsläpplig kolfiberknapp istället för metallknapp
- Har en bit slippapper på baksidan till hudförberedelse

3M art nr	Storlek	Förpackning
2570	35 x 40 mm	5 kartor med 10 elektroder 50 elektroder/fp, 20 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2239/2249



### Extra hudvänlig övervakningselektrod

Med metallknapp

Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial i Micropore™

2249 har en bit slippapper (slip-prick) på baksidan till hudförberedelse

- Det hudvänliga alternativet
- Höggenomsläppligt ryggmaterial i Micropore™, låter huden "andas"
- Vidhäftningen ökar med tiden

Användningsområde:

- Används till patienter med skör hud

3M art nr	Storlek	Förpackning
2239	6 cm i diameter	50 elektroder/påse, 20 påsar/fp
2249	6 cm i diameter	25 elektroder/påse, 40 påsar/fp

## 3M™ Red Dot™ 2238/2255



### Hudvänlig övervakningselektrod

Med metallknapp

Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial i mjukt tyg

2255 har en bit slippapper (slip-prick) på baksidan till hudförberedelse

- Höggenomsläppligt ryggmaterial, låter huden "andas"
- Följsam elektrod med tunn profil
- Vidhäftningen ökar med tiden

3M art nr	Storlek	Förpackning
2238	6 cm i diameter	50 elektroder/fp, 20 fp/lev fp
2255	6 cm i diameter	25 elektroder/fp, 40 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2237



### Övervakningselektrod

Med metallknapp

Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial av foam

- Stark initial vidhäftning med god kontakt
- Vätskeavstötande ryggmaterial säkerställer en god vidhäftning
- Följsam i materialet

Användningsområde t ex:

- Akut
- Anestesi

3M art nr	Storlek	Förpackning
2237	5,1 cm i diameter	50 elektroder/fp, 20 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2330



### Diagnostisk elektrod för krokodilklämma

Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial av polyesterfilm med konduktiv hydrogel

- Liten storlek, passar både vuxna och barn
- Snabb och säker vidhäftning
- Tillförlitlig registreringskvalitet även vid svåra hudförhållanden

Användningsområde t ex:

- Akut
- Anestesi
- Klin Fys



3M art nr	Storlek	Förpackning
2330	3,2 x 2,2 cm	10 elektroder/karta, 10 st kartor/fp 40 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2360



### Diagnostisk elektrod för krokodilklämma

3M Red Dot 2360 Diagnostisk elektrod för krokodilklämma erbjuder ett alternativ med reducerad silver-silverkloridhalt.

Ryggmaterial av polyesterfilm med konduktiv hydrogel

Kan sitta upp till 2 dygn

- Liten storlek passar både vuxna och barn
- Snabb återhämtning efter defibrillering
- Praktisk och användarvänlig appliceringskarta om 10 elektroder

Användningsområde t ex:

- Akut
- Anestesi
- Klin Fys

3M art nr	Storlek	Förpackning
2360	3 x 2 cm	10 elektroder per karta 10 st kartor/fp, 40 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2248



### Extra hudvänlig övervakningselektrod - pediatrik

Med metallknapp

Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial av Micropore™ och häftämne för känslig hud

- Extra hudvänlig
- Höggenomsläppligt ryggmaterial i Micropore™, låter huden "andas"
- Tunn profil

3M art nr	Storlek	Förpackning
2248	44 mm i diameter	50 elektroder/påse, 20 påsar/fp

## 3M™ Red Dot™ 2258



### Hudvänlig övervakningselektrod - pediatrik

Med metallknapp


Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial i mjukt tyg

- Höggenomsläppligt ryggmaterial, låter huden "andas"
- Formbar elektrod med tunn profil
- 3 elektroder per förpackning

3M art nr	Storlek	Förpackning
2258-3	32 mm i diameter	3 elektroder/kuv, 20 kuv/fp, 10 fp/lev fp

## 3M™ Red Dot™ 2269T



### Hudvänlig övervakningselektrod med kabel - neonatal


Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial av polyetylen med konduktiv hydrogel över hela elektroden

Röntgentransparent elektrod och kabel med DIN-kontakt

- Hudvänlig, med säker vidhäftning
- Mjuk och formbar
- 3 elektroder per förpackning

3M art nr	Storlek	Förpackning
2269T	20 x 40 mm	3 elektroder/kuvert, 10 kuvert/fp 10 fp/lev fp



### Hudvänlig övervakningselektrod med kabel - neonatal

Kan sitta upp till 2 dygn

Ryggmaterial av mjukt tyg med konduktiv hydrogel över hela elektroden

Röntgentransparent elektrod och kabel med DIN-kontakt

- Hudvänlig
- Mjukt ryggmaterial
- 3 elektroder per förpackning

3M art nr	Storlek	Förpackning
2282E	22 x 22 mm, kabel 46 cm	3 elektroder/kuvert, 30 kuvert/lev fp

**3Ms EKG-elektroder står för tillförlitlig registreringskvalitet och jämn prestanda.**

## Vid frågor kontakta;

### **Norra Sverige**

Linda Fernberg Produktspecialist, 070-612 24 40, linda.fernberg@mmm.com

### **Södra Sverige**

Crista Berglund, Produktspecialist, 073-950 21 13, crista.berglund@mmm.com

### **Västra Sverige**

Cecilia Nilsson, Produktspecialist, 072-713 90 30, cecilia.nilsson@mmm.com

### **Mälardalen/Stockholm**

Louise Konradsson, Produktspecialist, 070-616 23 89, louise.konradsson@mmm.com



**3M Svenska AB**  
191 89 SOLLENTUNA  
Tel: 08-92 21 00 vxl  
Fax: 08-92 22 89  
www.3M.se

© 3M 2011. All rights reserved