

HemoCue Hb 201 Microcuvettes

Engångskuvetten är framställd av polystyren och har en kavitet som rymmer cirka 10 µL. Innerväggarna på kuvettens kavitet är täckta med reagens i torr form. Provet sugas in i kuvetten med hjälp av kapillärkraft och blandas spontant med reagenset. Kapillärt, venöst eller arteriellt helblod kan användas. Den fyllda kuvetten kan användas i HemoCue Hb 201⁺ eller HemoCue Hb 201 DM-instrumentet där absorbansen mäts och hemoglobinvärdet beräknas.

Kemisk metod:	En modifierad azidmethemoglobinmetod
Stabilitet:	Förvarade i rumstemperatur är varje enstycksförpackad kuvett hållbar till utgångsdatum
Förpackning:	4 x 25 kuvetter, enstycksförpackade

