

HemoCue® Albumin 201



HemoCue® Albumin 201 är ett snabbt och enkelt system för patientnära screening av mikroalbuminuri. Ett kvantitativt resultat erhålles inom 90 sekunder. HemoCue® Albumin 201 analyser är baserad på samma plattform som våra tidigare instrument för glukos och Hb. Detta innebär resultat med laboratoriekvalitet och användarvänliga funktioner som ger husläkare, allmänläkare och andra vårdgivare större flexibilitet. Instrumentet lagrar analysresultat från såväl patientprov som kvalitetskontroll och möjliggör även utskrift från extern skrivare. Med tre enkla steg erhålls ett kvantitativt resultat inom 90 sekunder.

Varför välja ett HemoCue albuminsystem



Utmärkt precision och noggrannhet

Fabrikskalibrerade instrument

Kvantitativa resultat för screening, diagnos och uppföljning.

Mätområde 5-150 mg/L utan spädning. Prover upp t o m 2000 mg/L kan erhållas då prov spädes med fysiologisk koksaltlösning.

Minimalt underhåll.

Analys kan både utföras i ett stickprov, helst på första morgonurin, och i samlad natturin.

Resultat inom 90 sekunder.

Lätt att använda, ingen laboratorievana behövs.