

Kanyl till S-Monovette®



Sarstedts kanyl till används vid venös blodprovtagning tillsammans med S-Monovette®.

Kanylen är redo att användas direkt då hållaren redan är integrerad med nålen vid leverans, dvs. ingen montering krävs.

Hållaren är liten, vilket ger möjlighet att punktera venen med en låg insticksvinkel, samt att den ger en mindre mängd avfall.

Kanylen är steril, pyrogenfri och individuellt förpackad. Den är dubbelslipad och färgkodad (grön) för att storleken lätt ska kunna identifieras.

Artikelnr.	Benämning.	Inner/ytterfp
85.1162	S-Monovette®-kanyl 21 G (0,8 mm), grön, 38 mm	100/1000