

BD Whitacre™ Spinalkanyl (pencil-point slipning)



- Optimal pencil-point slipning ger minsta möjliga hål i duran och dokumenterat lägre post-spinal huvudvärksfrekvens
- Storleken och placeringen av sidohålet nära spetsen ger tillförlitlig administrering in i spinalrummet
- Släta, osilikoniserade spinalkanyler för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan
- Komplett, färgkodat sortiment från 22 G till 27 G



BD Whitacre Spinalkanyler

| Storlek ytterdiam x längd G x tum | Storlek ytterdiam x längd mm | Färgkod | Avd/Trpt förp. | Art.nr. |
|---|------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 27 x 3 1/2 | 0,40 x 90 | Grå | 25/200 | 402051 |
| 27 x 4 1/16 | 0,40 x 103 | Grå | 25/200 | 405111 |
| 27 x 4 11/16 | 0,40 x 119 | Grå | 10/50 | 409443 |
| 25 x 3 1/2 | 0,50 x 90 | Blå | 25/200 | 402050 |
| 25 x 4 1/16 | 0,50 x 103 | Blå | 25/200 | 405110 |
| 25 x 4 11/16 | 0,50 x 119 | Blå | 10/50 | 409442 |
| 24 x 3 1/2 | 0,55 x 90 | Lila | 25/200 | 405104 |
| 22 x 3 1/2 | 0,70 x 90 | Svart | 25/200 | 401995 |

BD Whitacre Spinalkanyler, sampackade med introducer

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|--------|--------|
| 27 x 3 1/2 + introducer 22 G | 0,40 x 90 | Grå | 25/200 | 405075 |
| 27 x 4 1/16 + introducer 22 G | 0,40 x 103 | Grå | 25/200 | 405113 |
| 25 x 3 1/2 + introducer 20 G | 0,50 x 90 | Blå | 25/200 | 405076 |
| 25 x 4 1/16 + introducer 20 G | 0,50 x 103 | Blå | 25/200 | 405112 |

Introducer

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|
| 22 x 1 1/4 (passar till 27 G) | 0,70 x 32 | Transparent | 25/200 | 405261 |
| 20 x 1 1/4 (passar till 25 G-26 G) | 0,90 x 32 | Gul | 25/200 | 405260 |

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Ansats: Polypsoppylen
Lim: Epoxy resin

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Polyetylen
Tyvek-laminat
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod
Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass III)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com