

# BD™ Insulinspruta med/utan stickskydd



- Latexfri spruta eliminerar risken för allergiska reaktioner
- Graverat skaltryck för säker dosering
- Alla insulinsprutor har fast kanyl, vilken ger ökad säkerhet och mindre avfall
- Kompletta sortiment av insulinsprutor
- Nu även med säkerhetskanyl, vilken minskar risken för oavsiktliga nålstick



## BD Micro-Fine+™ Insulinspruta med fast kanyl

Spruta storlek ml/enhet	Spruta gradering ml	Kanylstorlek ytterdiam. x längd G x tum	Kanylstorlek ytterdiam. x längd mm	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
0,3/30	0,005	30 x 5/16	0,30 x 8	100 (10 påsar à 10)/500	324826
0,5/50	0,01	30 x 5/16	0,30 x 8	100 (10 påsar à 10)/500	324825
0,5/50	0,01	29 x 1/2	0,33 x 12,7	100 (10 påsar à 10)/500	324824
1,0/100	0,02	29 x 1/2	0,33 x 12,7	100 (10 påsar à 10)/500	324827



## BD SafetyGlide™ TNT, Insulinspruta med Säkerhetskanyl

Spruta storlek ml	Spruta gradering ml	Kanylstorlek ytterdiam. x längd G x tum	Kanylstorlek ytterdiam. x längd mm	Kanylens vägg	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
0,3	0,01	31 x 5/16	0,25 x 8	Tunn	100/400	305937
0,5	0,01	30 x 5/16	0,30 x 8	Tunn	100/400	305934
0,5	0,01	29 x 1/2	0,33 x 13	Normal	100/400	305932
1,0	0,01	29 x 1/2	0,33 x 13	Normal	100/400	305930

### Materialinnehåll

Spruta:  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Kanylskydd: Polyetylen  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Gammastrålning



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47294  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com