

# Delta-Xpress™

Snabb immobilisering



- Snabb och enkel applicering
- Säker immobilisering i funktionställning
- Hjälper till att lindra smärtan
- 100 % röntgenomsläpplig

# Delta-Xpress™ – Varför är det den snabbaste och enklaste immobiliseringen?

Delta-Xpress™ är ett banbrytande nytt spjälningssystem som möjliggör immobilisering av extremiteter inom en bråkdel av tiden det tar med konventionella skenor och gipsförband. Den monteringsfärdiga designen gör användningen lätt att förstå och saknar många tidsödande steg medan den fortfarande ger en säker och stark immobilisering.

## Tidsparande – snabb immobiliseringen

- Den monteringsfärdiga designen möjliggör omedelbar applicering
- Ingen aktivering, ingen härdning, ingen rengöring
- Instruktioner och symboler på produkten underlättar snabb och korrekt applicering

## Applicering – lätt och enkel

- Produkten levereras färdig att applicera
- Fixering med bindor eller kardborreband
- Inget behov av aktivering med vatten
- Garanterad enkel och säker applicering

## Immobilisering – stark och säker

- Styvt sammansatt material
- Förinställda vinklar håller extremiteten i optimalt läkningsläge
- God formbarhet för individuell passform



# Lansering av fyra nya Xpress-immobiliseringsredskap

Delta-Xpress™ erbjuder fyra olika utformningar för immobilisering av hand- handleds- arm och underbensfrakturer. Förutom ultrasnabb applicering, enkel hantering och säker immobilisering, ger dessa unika produkter flera ytterligare fördelar:

- Dämpande vaddering på insidan för komfort och absorption
- Andningsbart material för att undvika hudmacerationer
- Tillklipningsbar med vanlig sax
- Lätt att komma åt sår
- Skenorna levereras i två eller tre storlekar med praktisk måtskala och färgkod på produkten
- 100 % röntgen-genomsläpplig
- Återvinningsbar




## Immobiliseringsskena för hand och handled

- Fast stöd för optimal handleds-, hand- och fingerposition
- Stödet har en vinkel på 100° för att ge flexion i MCP-leden och stabiliserar handleden i 30° dorsal sträckning

## Immobiliseringsskena för handled

- Fast stöd för optimal handledsposition
- Handledsvinkel i 30° dorsal sträckning säkerställer behandling i funktionsställning





## Användningsområden för Delta-Xpress™:

- Akut posttraumatisk immobilisering/stabilisering
- Mjukdelsskador
- Postoperativ immobilisering/stabilisering
- Temporär immobilisering/stabilisering under röntgenundersökning
- Temporär immobilisering/stabilisering innan permanent skena eller gips anläggs





### Immobiliseringsskena för underben

- Förinställd 90° vinkel för optimalt läkningsläge av underben, fotled och fot
- Stödinlägg för optimal fotposition
- Malleolvaddering för ökad komfort

### Immobiliseringsskena för armbåge

- Förinställd 90° vinkel håller överarmen, armbågen och underarmen säkert i optimalt läkningsläge



# Xpress-immobiliseringskena:

Snabb. Enkel. Säker.


---



# Fördelar i korthet


- Snabb, enkel och säker applicering
- Funktionställning
- Hjälper till att lindra smärtan
- Andningsbart material
- 100 % röntgengenomsläpplig
- Ultralätt design
- Minimalt lagringsutrymme

## Delta-Xpress™ handledsskena som är färdig att använda




Färg	Art.nr.	Storlek	Måttenhet
■	72712-00001-00	M	10
■	72712-00002-00	L	10

## Delta-Xpress™ hand- och handledsskena som är färdig att använda




Färg	Art.nr.	Storlek	Måttenhet
■	72713-00001-00	M	10
■	72713-00002-00	L	10

## Delta-Xpress™ armbågsskena som är färdig att använda



Färg	Art.nr.	Storlek	Måttenhet
■	72710-00000-00	S	10
■	72710-00001-00	M	10
■	72710-00002-00	L	10

## Delta-Xpress™ underbensskena som är färdig att använda



Färg	Art.nr.	Storlek	Måttenhet
■	72711-00000-00	S	10
■	72711-00001-00	M	10
■	72711-00002-00	L	10

## Delta-Xpress™ korbordband som är färdiga att använda

	Art.nr.	Storlek (cm)	Måttenhet
Delta-Xpress™ korbordband	72798-00	5 x 45	10
Delta-Xpress™ korbordband	72798-01	2,5 x 30	10