

Tappningsset

- ▶ Hydrofilt ytskikt
- ▶ Kombination kateter, påse och koksalt
- ▶ Optimal vattenkvalité
- ▶ Klar efter 30 sekunder



EasiCath Set

Ett allt i ett tappningsset som består av en **EasiCath** kateter integrerad i en urinuppsamlingspåse tillsammans med en ampull koksalt (0.9%). Påsen är tillverkad av polyetylen och ampullen av polypropylen. Vätskeampullen gör att du på ett enkelt och säkert sätt kan använda katetern, även om du inte har tillgång till vatten. Riv av fliken på påsen och töm innehållet genom öppningen.

Med **EasiCath** Set garanteras du alltid en optimal vattenkvalité var du än befinner dig. Du behöver inte ha tillgång till vatten eller toalett och du kan tappa sterilt. **EasiCath** Set är perfekt både i öppenvården och på sjukhuset.

EasiCath Set	Ch (storlek)	Förp (styck)	Volym (ml)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor	● 06	20	700	20	280110
	● 08	20	700	20	280010
	● 10	20	700	20	280020
	○ 12	20	700	20	280030
	● 14	20	700	20	280040
Nelaton för män	● 08	20	700	40	280050
	● 10	20	700	40	280060
	○ 12	20	700	40	280070
	● 14	20	700	40	280080
	● 16	20	700	40	280090
● 18	20	700	40	280100	
Nelaton för män, stor påse	● 08	20	1200	40	280250
	● 10	20	1200	40	280260
	○ 12	20	1200	40	280270
	● 14	20	1200	40	280280
	● 16	20	1200	40	280290
● 18	20	1200	40	280300	



Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
se@coloplast.com
www.coloplast.se



Miljöfakta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt bli certifierade.
Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till soptförbränning med energiutvinning.
Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamlingen. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Tappningskateter

- ▶ Hydrofilt ytskikt
- ▶ Använd vanligt vatten
- ▶ Klar efter 30 sekunder
- ▶ Nelaton, Tiemann, Luerlock och Dilatation



▼ EasiCath

Kateterförpackningen fylls med vatten och efter 30 sekunder är katetern klar att använda. **EasiCath** kateterförpackning är försedd med klisteryta och hål, så att den kan hängas upp på väggen när den fyllts med vatten. Varje kateter ligger i en steril förpackning som kan öppnas i båda ändar och kan då användas för att hygieniskt föra in katetern i urinröret.

Vill man ha en styvare kateter fylls kateterförpackningen med kallt vatten. Önskar man en styvare kateter fylls kateterförpackningen med varmt vatten.



EasiCath	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/barn	● 06	30	20	053665
	● 08	30	20	053685
	● 10	30	20	053705
	○ 12	30	20	053725
	● 14	30	20	053745
	● 16	30	20	053765
Nelaton för pojkar/ungdom	● 06	30	30	050865
	● 08	30	30	050885
	● 10	30	30	050905
Nelaton för män	● 08	30	40	053485
	● 10	30	40	053505
	○ 12	30	40	053525
	● 14	30	40	053545
	● 16	30	40	053565
	● 18	30	40	053585
	● 20	25	40	053602
● 22	25	40	053622	
Tiemann för män	● 10	30	40	053805
	○ 12	30	40	053825
	● 14	30	40	053845
	● 16	30	40	053865
	● 18	30	40	053885
Luerlock Nelaton för kvinnor/barn	● 08	30	20	052685
	● 10	30	20	052705
	○ 12	30	20	052725
	● 14	30	20	052745
	● 16	30	20	052765
Luerlock Nelaton för män	● 08	30	40	052885
	● 10	30	40	052905
	○ 12	30	40	052925
	● 14	30	40	052945
	● 16	30	40	052965
Dilatation Nelaton	● 16	30	40	283165
	● 18	30	40	283185

