

# Tappningskateter för kvinnor

Töm blåsan på ett säkert och enkelt sätt

- Unikt hydrofilt ytskikt
- PVC-fri
- Klar i vätska



# Töm blåsan på ett säkert och enkelt sätt

Blåstömning innebär svårighet att tömma sin urinblåsa fullständigt. Det kan bero på många olika orsaker. Med hjälp av en tappningskateter kan blåsan tömmas enligt RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering) och på så sätt undviker man de problem som ofullständig blåstömning kan medföra.

SpeediCath är en tappningskateter som ligger klar i vätska, för att kunna användas direkt. Tack vare kateterens unika hydrofila yta och polerade kateterögon blir friktionen mot urinrörets slemhinna minimal. Det ger en snabb, enkel och säker kateterisering varje dag. PVC-fri och fri från ftalater.



## SpeediCath® tappningskateter

Finns i många storlekar för kvinnor och flickor. Förpackningen kan öppnas i båda ändar och kan då användas som handtag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret.

## SpeediCath® Compact/SpeediCath Compact Plus

En mycket diskret lösning för kvinnor och flickor som använder RIK. Tack vare sin unika förpackning är SpeediCath Compact enkel, säker och diskret. Katetern är speciellt anpassad till kvinnans urinrör som är ca 3-5 cm



långt, så med en längd av endast 7 cm har katetern en korrekt längd för RIK. Den har ett integrerat handtag som innebär ett bra och enkelt grepp. SpeediCath Compact Plus är 2 cm längre, anpassad för den som har behov av en något längre kateter.



## SpeediBag™ Compact

SpeediBag Compact urinpåse används tillsammans med SpeediCath Compact tappningskateter för att kunna tömma urinblåsan i stort sett överallt. Efter tappningen för man enkelt in katetern i urinpåsen, knyter ihop handtagen och tömmer påsen eller tar med sig den för att tömma och kassera senare. Påsen rymmer 700 ml.



## SpeediCath® Complete

SpeediCath Complete är ett set med tappningskateter och urinpåse som har integrerat införingshandtag för hygienisk och enkel kateterisering. Själva urinpåsen rymmer 1000 ml och är konstruerad för att man lätt ska kunna öppna och tömma ut urinen från påsen. Tack vare sin konstruktion kan den användas även då det inte finns tillgång till toalett och vatten.



### Referenser

\* D.J.K.M De Ridder et al; "Intermittent catheterisation with hydrophilic-coated catheters (SpeediCath) reduces the risk of clinical urinary tract infection in spinal cord injured patients: a prospective randomised parallel comparative trial". European Urology 48 (2005) 991-995.  
\* J. Stensballe et al; "Hydrophilic-coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro-trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, crossover study of three different types of catheters". European Urology 48 (2005) 978-983.  
\* H.J.M van Kuppevelt et al; "Comparative randomised crossover evaluation of a modern catheter SpeediCath® with conventional catheters LoFric® and EasiCath®. Poster, International Spinal Cord Society, Aten 2004."

SpeediCath	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	30	20	285060
	● 08	30	20	285080
	● 10	30	20	285100
	○ 12	30	20	285120
	● 14	30	20	285140
	● 16	30	20	285160

SpeediCath Complete	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor 1000 ml	● 10	20	20	284300
	○ 12	20	20	284320
	● 14	20	20	284340

SpeediCath Compact	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	30	7	285760
	● 08	30	7	285780
	● 10	30	7	285800
	○ 12	30	7	285820
	● 14	30	7	285840

SpeediCath Compact Plus	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	30	9	288100
	○ 12	30	9	288120
	● 14	30	9	288140
Konnektor		30		285900

SpeediBag Compact	Förp (styck)	Volym (ml)	Coloplast art nr
	30	700	285920

### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söpförbränning med energiutvinning.



Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-01.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri. 500 ex. SP2502

Coloplast AB  
Box 10171  
434 22 Kungsbacka  
Växel: 0300-332 50  
Kundservice: 0300-332 56  
se@coloplast.com  
www.coloplast.se