


## Häftande Incisionsduk



## Häftande Incisionsduk

- Fäster ända fram till sårkanten
- Transparent reflexfri yta
- Tunn men extremt stark
- Formbar och elastisk
- Skapar en steril arbetsyta kring operationsområdet
- Förbättrad häftmassa

OPSITE incisionsduk är en transparent, häftande polyuretanfilm, som andas med huden så att fuktbildning under duken förhindras. Därför sitter OPSITE säkert på den omgivande huden, även vid sårkanterna samt under ett långvarigt kirurgiskt ingrepp. OPSITE fäster säkert mot huden längs snittet och förhindrar därför lateral spridning av bakterier, som skulle kunna förorsaka en infektion. Den tillåter också ett sterilt område runt snittet. OPSITE hjälper också till att hålla dukarna på plats runt operationsområdet, varför användande av hållare blir överflödigt.

### FÖRDELAR

**Fäster ända fram till sårkanten** - incisionsduken förhindrar lateral spridning av bakterier, eftersom den sitter på plats även under större operationer, som innebär långvarig uttjnjning av sårkanterna.

**Transparent reflexfri yta** - Snittområdet syns klart och tydligt utan störande reflexer.

**Tunn men extremt stark** - Opsite häftande incisionsduk är motståndskraftig mot sönderrivning, men ändå lätt att skära igenom med skalpell. Dess slitstyrka skyddar tunn och skör hud från att gå sönder.

**Formbar och elastisk** - OPSITE häftande incisionsduk är lätt att forma över besvärliga ytor och dess elastiska beskaffenhet gör den lämplig för användning vid stora kirurgiska ingrepp, tex höftledsoperationer.

**Håller operationsområdet sterilt** - OPSITE incisionsduk är ogenomtränglig för bakterier och erbjuder därmed ett sterilt område där inre organ kan placeras utan risk för kontamination.

**Förbättrad häftmassa** - OPSITE incisionsduk erbjuder nu en ny och unik vidhäftning som ger en enklare och initial häftförmåga. Duken är lättare att dra isär, även om den råkat häfta fast vid sig själv.

### INDIKATIONER

Lämplig för alla typer av kirurgi:

1. Ortopedi
2. Neurologi
3. Buk
4. Plastik
5. Thorax
6. Oftalmalgi
7. Pediatrik

Smith & Nephew AB

Box 143, Kråketorpsgatan 20  
43122 MÖLNDAL  
Telefon: 031-87 05 30  
Telefax: 031-87 05 31



### ATT OBSERVERA VID APPLIKATION

Huden bör noggrant förberedas på vanligt sätt, innan OPSITE häftande incisionsduk appliceras.

### FINNS I FÖLJANDE STORLEKAR

Varje OPSITE är sterilt och individuellt förpackad i peel-pack-förpackning. Steriliseringen är utförd med etylenoxid.

\* Inregistrerat varumärke  
Smith & Nephew  
© Smith & Nephew 1996

Artnr	Storlek	Häftyta	Förpackning
4987	28 x 30cm	20,0 x 30cm	10 st
4988	28 x 45cm	20,0 x 45cm	10 st
4995	42 x 40cm	34,0 x 40cm	10 st
4989	55 x 45cm	47,5 x 45cm	10 st
4994	84 x 56cm	76,0 x 56cm	10 st

