

# BD Plastipak™ 1 ml, 3-komponent spruta




## Sprutor med fast kanyl

Sprutor med fast kanyl har minimal restvolym mellan kanyl och spruta, vilket ger följande fördelar:

- Mindre risk för att luftbubblor bildas.
- Ingen risk att kanylen lossnar från sprutan.
- Högre säkerhet vid administration.

## Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har. Dessutom erbjuder produkten förenklad injektion genom minskat antal handhavandemoment.



## Sprutor utan kanyl

| Storlek ml | Gradering ml | Fattning/<br>Placering | Avd./Trpt förp. | Art.nr. |
|------------|--------------|------------------------|-----------------|---------|
| 1          | 0,01         | Luer/Centrerad         | 120/960         | 303172  |
| 1          | 0,01         | Luer-Lok™/Centrerad    | 100/800         | 309628  |

## Sprutor med löstagbar kanyl

| Storlek ml | Gradering ml | Kanylstorlek<br>Ytterdiameter<br>x längd<br>G x tum | Kanylstorlek<br>Ytterdiameter<br>x längd<br>mm | Kanyl<br>Färgkod | Slipvinkel | Avd./Trpt<br>förp. | Art.nr. |
|------------|--------------|---|--|------------------|------------|--------------------|---------|
| 1          | 0,01         | 26 x 3/8  | 0,45 x 10                                      | Brun             | Kort       | 120/960            | 303176  |
| 1          | 0,01         | 25 x 5/8  | 0,50 x 16                                      | Orange           | Kort       | 120/960            | 303175  |

## Sprutor med fast kanyl

| Storlek ml | Gradering ml | Kanylstorlek<br>Ytterdiameter<br>x längd<br>G x tum | Kanylstorlek<br>Ytterdiameter<br>x längd<br>mm | Slipvinkel  | Avd./Trpt<br>förp.      | Art.nr. |
|------------|--------------|---|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1          | 0,01         | 27 x 3/8  | 0,40 x 10                                      | Intradermal | 100 (10 påsar à 10 st*) | 305502  |
| 1          | 0,01         | 26 x 1/2  | 0,45 x 13                                      | Normal      | 100 (10 påsar à 10 st*) | 305501  |

\* sterila i oöppnad 10 styck-förpackning

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
1 ml Luer-Lok™ (309628) är tillverkad av polykarbonat och polypropylen  
Kanyl: Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



Steriliseringmetod  
Etylenoxid  
(sprutor med luerfattning/sprutor med löstagbar kanyl)  
Strålsterilisering (sprutor med Luer-Lok™ fattning/sprutor med fast kanyl)



5 år

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC  
(Spruta utan kanyl: Klass I)  
(Spruta med kanyl: Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com