



# Adaptic

## ADAPTIC™ ICKE-VIDHÄFTANDE FÖRBAND

ADAPTIC™ är ett primärt förband tillverkat av en finmaskig cellulosaacetatväv och impregnerat med en speciell formel av vaselinemulsion. Den är avsedd att skydda och samtidigt förhindra att förbandet fäster i såret. Den minimerar smärta och trauma vid förbandsbyte. ADAPTIC™ Packing strip är det perfekta förbandet för bölder, abscesser, fistlar och andra dränerande sår.

## KLINISKA FÖRDELAR

ADAPTIC™ förhindrar vidhäftning av förbandet. Skyddar regenererad vävnad och minimerar patientens smärta vid förbandsomläggning. Hjälper till att förhindra vätskeansamlingar i sårområdet. Exsudat kan lätt passera igenom till det sekundära absorberande förbandet. Kan klippas efter sårstorleken utan att den repas upp eller lämnar fiberrester i såret.

## HUR?

ADAPTIC™ skyddar den sköra vävnaden med dess unika struktur av finmaskigväv, förebygger vävnaden från att vidhäfta antingen på Adaptic eller det sekundära förbandet Cellulosaacetatväven gör att den kan klippas efter sårstorleken.

Tack vare nätet kan exsudat lätt passera igenom till det sekundära förband som används för att förhindra maseration av sårbädden.

## INDIKATIONER

ADAPTIC™ är indicerat för torra till kraftigt exsuderande sår där vidhäftning av förbandet och exsudat bör förhindras, inklusive:

- brännskador av första och andra graden
- transplanterat
- nagelextraktioner
- kirurgiska snitt
- suturering
- venösa sår
- eksem
- rivsår
- rekonstruktioner
- trycksår
- stapling
- skrapår

Art.nr.	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
ADAPTIC™			
2012	7,6 cm x 7,6 cm	50	12 (600 st)
2013	7,6 cm x 20,3 cm	108	6 (648 st)
2014	7,6 cm x 40,6 cm	36	6 (216 st)
2015	7,6 cm x 20,3 cm	24	6 (144 st)
2018	7,6 cm x 152,4 cm	1	10 (10 st)
2019	12,7 cm x 22,9 cm	12	6 (72 st)
ADAPTIC™ Digit			
MAD003	Small 2 cm ø	10	17 (170 st)
MAD013	Medium 2,4 cm ø	10	17 (170 st)
MAD023	Large 2,8 cm ø	10	17 (170 st)
MAD042	Extra large 3 cm ø	10	17 (170 st)
MAD062	Large två 2,8 cm ø	10	17 (170 st)

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediq.se](http://www.mediq.se)