



JMS Graderad Tom Blodpåse använder du på patienter med **POLYCETEMIA RUBRAVERA**. Se här så många fördelar:




Blodpåsarna ligger sterilt förpackade i egen förpackning. Lätt att öppna i det förstansdeacket.



Med miniklämman kan du stänga av eller öppna blodflödet. Peang behövs inte.

Extra lång och grov slang underlättar tappningen.




Långslipad 16G kanyl med förseglad skyddshylsa.

Graderad från 100 ml till 500 ml, därför slipper du använda våg eller mätglas.

meditech nordic.
QUALITY FOR LIFE

Meditech Nordic AB
Jonstorpsvägen 285 Tel +46 (0)42 38 65 60
SE-260 35 Udåkra, Sweden Web www.meditechnordic.se

JMS Graderad tom blodpåse



Graderad tom blodpåse

OBS! NUMERA MED GRADERAD ETIKETT

Artikel nummer	Benämning	Förpackning Avd Transp	Slangtälngd	Övrigt
5370059	Graderad tom blodåse 500 ml	50 100	100 cm (Grov lumen)	Kanyl 16G (1,6x25mm) Långslipad med vingor.

meditech nordic .:
QUALITY FOR LIFE

Meditech Nordic AB
Jonstorpsvägen 285
SE-260 35 Udölkro, Sweden

Tel +46 (0)42 38 65 60
Web www.mediterhordic.se


JMS Graderad tom blodpåse med Y-connector komplett med vacutainerhållare för provtagning.

Extra lång (100cm) och grov slang underlättar tappningen..

*Vacutainerhållare
För provtagning*

*2 st mini-klämmor
gör att flödet kan
stängas eller
öppnas igen.*

*Långslipad 16G(1,6x25mm)kanyl
Med vingar och förseglad skyddshylsa.*



*Graderad från 100ml till 500ml.
Därför slipper du använda våg
Eller mätglas*

Graderad tom blodpåse

OBS! NUMERA MED GRADERAD ETIKETT

Artikel nummer	Benämning	Förpackning Avd Transp	Slanglängd	Övrigt
5370058	Graderad tom blodåse med Y-connector och vacutainerhållare.500 ml	40 80	100 cm (Grov lumen)	Kanyl 16G (1,6 x 25mm) Långslipad med vingar

meditech nordic.
QUALITY FOR LIFE

Meditech Nordic AB
Jonstorpsvägen 285
SE-260 35 Udåkra, Sweden

Tel +46 (0)42 38 65 60
Web www.meditechnordic.se